

Kontrolní seznam údržby zařízení*

Po ošetření každého pacienta

- Vyčistěte, namažte a sterilizujte násadce
- Vyčistěte (*ultrazvukem*) a sterilizujte koncovky pistolí
- Otřete a propláchněte hadičku násadce
- Propláchněte podtlaková vedení (*pro postupy orální chirurgie*)
- Vyčistěte/dezinfikujte dotykové a přenosové povrchy
- Vyměňte všechny bariéry

Denně nebo podle potřeby

- Při každém naplnění láhve vodou přidejte tabletu A-dec ICX®†
- Oplachujte plivátko po dobu jedné minuty
- Vyčistěte misku plivátka a sítko misky
- Propláchněte podtlakové vedení

Jednou týdně nebo podle potřeby

- Vyčistěte čalounění křesla a sedáku jemným přípravkem na mytí nádobí a vodou
- Vyčistěte ventily vysokovýkonného odsávání a odsávačky slin
- Zkontrolujte a proveďte údržbu lapače pevných částic (*dvakrát týdně*)
- Proveďte údržbu sběrače oleje
(*pokud se k údržbě násadců používá jednotka Assistina, provádějte jednou měsíčně*)
- Namažte podložky násadců
- Očistěte kryt operačního světla jemným přípravkem na mytí nádobí a vodou
(*použijte gázu nebo hadřík o velikosti 5 x 5 cm (2 x 2 palce), abyste nepoškrábali kryt*)
- Pokud je to možné, vyměňte bariéru operačního světla Medicom® SafeShield™

Datum/čas

Jednou za měsíc

- Proveďte test nezávadnosti vody ve stomatologické jednotce a podle potřeby rozvod vody ošetřete†
- Proveďte údržbu sběrače oleje
(*pokud se k údržbě násadců nepoužívá jednotka Assistina, provádějte jednou týdně*)
- Zkontrolujte všechny O-kroužky násadce, motoru a jednotky Assistina;
v případě poškození/výstrahy vyměňte
- Namažte O-kroužky vysokovýkonného odsávání a odsávačky slin
- Namažte O-kroužky láhve na vodu

Datum/čas

Jednou ročně

- Vyměňte a namažte O-kroužky pistole a sestav tlačítek-ventilů
- Vyměňte a namažte O-kroužky vysokovýkonného odsávání a odsávačky slin
- Vyměňte všechny O-kroužky u násadce, motoru a jednotky Assistina
- Vyměňte vzduchové a vodní filtry v rozvodné krabici na podlaze nebo v oblasti přívodů

Datum/čas



 Sídlo společnosti A-dec

1 800 547 1883 v USA/Kanadě
+1 503 538 7478 mimo USA a Kanadu
www.a-dec.com

* Podrobné kroky údržby najdete v návodu k použití dodaném s vybavením nebo navštivte web www.a-dec.com.

† Podrobné informace k údržbě rozvodů vody najdete v Příručce k údržbě rozvodů vody (číslo součásti (P/N) 85.0983.1.1) dodané s vybavením nebo na webu www.a-dec.com.

86.0600.11 Rev E
Datum vydání 2020-03-11
Copyright 2020 A-dec Inc.
Všechna práva vyhrazena.