

Liste de contrôle - Maintenance de l'équipement*

Après chaque utilisation

- Nettoyer, lubrifier et stériliser les instruments
- Nettoyer (*aux ultrasons*) et stériliser les embouts de seringues
- Essuyer et rincer les cordons des instruments
- Nettoyer les conduites de vide (*pour les procédures de chirurgie buccale*)
- Nettoyer et désinfecter les surfaces de contact et de transfert
- Remettre en place l'ensemble des barrières

Quotidiennement, ou selon les besoins

- Ajouter une pastille ICX® à chaque recharge de la bouteille d'eau†
- Rincer le crachoir pendant une minute
- Nettoyer le bol du crachoir et le filtre du bol
- Rincer les conduites de vide

Une fois par semaine, ou selon les besoins

Date/Heure

- Nettoyer la garniture des fauteuils et des tabourets avec de l'eau et du liquide-vaisselle doux
- Nettoyer les valves de l'aspiration à grand volume (HVE) et de la pompe à salive
- Inspecter et entretenir le collecteur de solides (*deux fois par semaine*)
- Entretenir le récupérateur d'huile (*tous les mois en cas d'utilisation d'un Assistina pour l'entretien des instruments*)
- Lubrifier les mandrins des instruments
- Nettoyer l'écran protecteur de lampe avec de l'eau et du liquide-vaisselle doux (*utiliser un morceau de gaze de 51 x 51 mm ou un chiffon doux pour éviter toute rayure sur l'écran protecteur*)
- Le cas échéant, remplacer la barrière Medicom® SafeShield™ de l'éclairage

Tous les mois

Date/Heure

- Tester la qualité de l'eau de l'unit (avec le taux UFC, unités formant colonie) et traiter les circuits d'eau si nécessaire†
- Entretenir le récupérateur d'huile (*toutes les semaines en cas de non-utilisation d'un Assistina pour l'entretien des instruments*)
- Inspecter tous les joints toriques des instruments, moteurs et Assistina ; les remplacer s'ils sont endommagés
- Lubrifier les joints toriques de la canule d'aspiration chirurgicale et de la pompe à salive
- Lubrifier les joints toriques de la bouteille d'eau

Tous les ans

Date/Heure

- Remplacer et lubrifier les joints toriques des seringues et les ensembles de valves et de boutons
- Remplacer et lubrifier les joints toriques de l'aspiration à grand volume (HVE) et de la pompe à salive
- Remplacer tous les joints toriques des instruments, moteurs et Assistina
- Remplacer les filtres à air et à eau de la boîte au sol ou de la zone des prises réseau



Siège social d'A-dec

+1 800 547 1883 (États-Unis/Canada)
+1 503 538 7478 (hors États-Unis/Canada)
www.a-dec.com

* Pour connaître le détail des opérations de maintenance, se reporter aux instructions d'utilisation fournies avec l'équipement ou consulter le site www.a-dec.com.

† Pour obtenir des instructions détaillées sur l'entretien du circuit d'eau, se reporter au guide « Entretien du circuit d'eau » (réf. 85.0983.01) fourni avec l'équipement ou consulter le site www.a-dec.com.

86.0600.01 Rev E
Date de publication 2020-03-11
Copyright 2020 A-dec Inc.
Tous droits réservés.