

Lista kontrolna konserwacji sprzętu*

Po każdym pacjencie

- Wyczyszczenie, nasmarowanie i wysterylizowanie końcówek
- Wyczyszczenie (przy użyciu ultradźwięków) i wysterylizowanie końcówek dmuchawek
- Wycieranie i przepłukiwanie przewodu końcówek
- Przepłukiwanie przewodów próżniowych
(w przypadku zabiegów chirurgii stomatologicznej)
- Czyszczenie/dezynfekcja powierzchni dotykanych przez pacjenta
- Wymiana wszystkich osłonek barierowych

Codziennie lub w zależności od potrzeb

- Dodanie tabletki A-dec ICX® przy każdym napełnianiu butelki na wodę†
- Przepłukiwanie spluwaczki przez jedną minutę
- Wyczyszczenie miski spluwaczki i sitka miski
- Przepłukiwanie linii systemu próżniowego

Co tydzień lub w zależności od potrzeb

- Czyszczenie tapicerki fotela i stołka łagodnym płynem do mycia naczyń i wodą
- Wyczyszczenie zaworów ssaka i ślinociągu
- Sprawdzenie i konserwacja filtra odpadków stałych (dwa razy w tygodniu)
- Konserwacja zbiornika odprowadzania oleju
(przeprowadzać co miesiąc, jeśli do konserwacji końcówek stosowane jest urządzenie Assistina)
- Smarowanie uchwyty końcówek
- Czyszczenie pokrywy lampy głównej łagodnym płynem do mycia naczyń i wodą
(aby uniknąć zadrapania pokrywy, należy użyć gazy lub miękkiej ściereczki o wymiarach 5 cm x 5 cm (2 cale x 2 cale))
- W razie potrzeby wymiana bariery lampy głównej Medicom® SafeShield™

Data/godzina

Co miesiąc

- Kontrola poziomu CFU w wodzie w systemie i w razie potrzeby odpowiednia obróbka linii wodnych†
- Konserwacja zbiornika odprowadzania oleju
(przeprowadzać co tydzień, jeśli do konserwacji końcówek nie jest stosowane urządzenie Assistina)
- Kontrola wszystkich uszczelnień pierścieniowych typu O-ring końcówek, silnika i urządzenia Assistina; wymiana zużytych/uszkodzonych
- Nasmarowanie uszczelnień pierścieniowych typu O-ring ssaka i ślinociągu
- Nasmarowanie uszczelnień pierścieniowych typu O-ring butelki na wodę

Data/godzina

Co roku

- Wymiana i nasmarowanie uszczelnień pierścieniowych typu O-ring dmuchawki i zaworów z przyciskiem
- Wymiana i nasmarowanie uszczelnień pierścieniowych typu O-ring ssaka i ślinociągu
- Wymiana wszystkich uszczelnień pierścieniowych typu O-ring końcówek, silnika i urządzenia Assistina
- Wymiana filtrów powietrza i wody w skrzynce przyłączeniowej lub powierzchni przyłączy

Data/godzina



Siedziba firmy A-dec

1 800 547 1883 na obszarze USA i Kanady
+1.503.538.7478 spoza USA/Kanady
www.a-dec.com

* Szczegółowe informacje dotyczące czynności konserwacyjnych można znaleźć w Instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia lub na stronie internetowej www.a-dec.com.

† Szczegółowe informacje dotyczące konserwacji linii wodnej można znaleźć w dołączonej do urządzenia Instrukcji konserwacji linii wodnej (nr części 85.0983.18) oraz na stronie internetowej www.a-dec.com.

86.0600.18 Rev E
Data wydania 2020-03-11
Copyright 2020 A-dec Inc.
Wszelkie prawa zastrzeżone.