

Контрольный список действий по обслуживанию оборудования *

После каждого пациента

- Очистка, смазывание и стерилизация наконечников
- Очистка (с помощью ультразвука) и стерилизация наконечников пистолета
- Протирание и промывание трубок наконечников
- Промывание вакуумного шланга (для процедур хирургической стоматологии)
- Очистка/дезинфекция поверхностей касания и переноса
- Замена всех барьеров

Ежедневно или по мере необходимости

- Добавление таблетки A-dec ICX® в каждую сменную бутылку с водой †
- Промывание плевательницы в течение одной минуты
- Очистка чаши плевательницы и фильтра чаши
- Промывание вакуумных линий

Еженедельно или при необходимости

- Очистка обивки кресла и стула мягким моющим средством для мытья посуды и водой
- Очистка отсоса высокой производительности (HVE) и клапанов слюноотсоса
- Осмотр и техническое обслуживание коллектора твердых частиц (дважды в неделю)
- Техническое обслуживание коллектора масла (проводится ежемесячно, если для обслуживания наконечников используется аппарат Assistina)
- Смазывание патронов наконечников
- Очистка экрана стоматологического светильника мягким моющим средством для мытья посуды и ВОДОЙ (чтобы не допустить появления царапин на экране, используйте салфетку из марли или мягкой ткани размером 5 x 5 см)
- Замена барьера для стоматологического светильника Medicom® SafeShield™ (если применимо)

Дата/время

Ежемесячно

- Проверка содержания КОЕ в воде стоматологической установки и обработка водопроводов по мере необходимости †
- Техническое обслуживание коллектора масла (проводится еженедельно, если для обслуживания наконечников не используется аппарат Assistina)
- Осмотр всех наконечников, мотора и кольцевых уплотнителей аппарата Assistina; замена в случае износа/повреждения
- Смазывание отсоса высокой производительности (HVE) и кольцевых уплотнителей слюноотсоса
- Смазывание кольцевых уплотнителей бутылей с водой

Дата/время

Ежегодно

- Замена и смазывание кольцевых уплотнителей пистолета, а также блоков клапанов и кнопок
- Замена и смазывание отсоса высокой производительности (HVE) и кольцевых уплотнителей слюноотсоса
- Замена всех наконечников, мотора и кольцевых уплотнений аппарата Assistina
- Замена воздушных и водных фильтров в напольной коробке или блоке коммуникаций

Дата/время



Головной офис компании A-dec

Тел.: 1-800-547-1883 в пределах США и Канады
Тел.: +1-503-538-7478 за пределами США и Канады
www.a-dec.com

* Чтобы получить подробную информацию о техническом обслуживании, см. предоставленные вместе с оборудованием руководство по эксплуатации или посетите сайт www.a-dec.com.

† Чтобы получить подробную информацию о техническом обслуживании водопроводов, см. предоставленное вместе с оборудованием руководство по техническому обслуживанию водопровода (№ по каталогу 85.0983.10) или посетите сайт www.a-dec.com.

86.0600.10 Rev E
Дата выдачи 2020-03-11
Copyright 2020 A-dec Inc.
Все права защищены.