

# Lista di controllo per la manutenzione dell'attrezzatura A-dec®

## A ogni cambio di paziente

---

- Pulire, lubrificare e sterilizzare i manipoli
- Pulire il beccuccio della siringa con ultrasuoni e sterilizzare
- Pulire e lavare i cordoni
- Per le procedure di chirurgia orale, lavare la linea del vuoto
- Pulire/Disinfettare le superfici di contatto e trasferimento
- Sostituire tutte le barriere protettive

## Ogni giorno/Secondo necessità

---

- Aggiungere un A-dec ICX® ogni volta che viene riempito il serbatoio† (consultare la Tabella 3 per i codici articolo)
- Risciacquare la bacinella per un minuto
- Pulire la bacinella e il relativo filtro
- Usare A-dec Evacuation Cleaner per lavare le cannule di aspirazione† (consultare la Tabella 3 per i codici articolo)

## Settimanale/Secondo necessità

---

Data

- Pulire la tappezzeria della poltrona e del seggiolino con sapone delicato e acqua
- Pulire i terminali di aspirasaliva e aspiratore chirurgico
- Due volte alla settimana, ispezionare e mantenere il filtro segreti
- Effettuare la manutenzione del collettore olio
- Lubrificare i mandrini dei manipoli
- Confermare che la fresa del manipolo ruoti uniformemente
- Pulire lo schermo protettivo della lampada odontoiatrica con sapone delicato e acqua
- Se necessario, sostituire la barriera Medicom® SafeShield™ della lampada odontoiatrica

---

---

---

---

---

---

---

---

## Mensile

---

Data

- Verificare il livello di CFU dell'acqua del riunito ed eseguire un trattamento d'urto sulle linee idriche con A-dec ICX Renew® o Restore®, secondo necessità (consultare la Tabella 3 per i codici articolo)
- Controllare tutti i manipoli, i motori e gli O-ring; eseguire la sostituzione se danneggiati
- Lubrificare gli O-ring del serbatoio dell'acqua, dell'aspirasaliva e dell'aspiratore chirurgico

---

---

## Annuale

---

Data

- Contattare il rivenditore A-dec autorizzato di zona per l'installazione del kit di manutenzione preventiva annuale (consultare la Tabella 1 per i codici articolo)
- Sostituire tutti gli O-ring del manipolo e del motore (consultare la Tabella 2 per i codici articolo)

---

\*Per le fasi di manutenzione dettagliate, fare riferimento alle *Istruzioni per l'uso* fornite insieme all'attrezzatura o visitare il Centro risorse A-dec all'indirizzo [www.a-dec.com/resource-center](http://www.a-dec.com/resource-center).

†Per la manutenzione dettagliata delle linee idriche, fare riferimento alla *Guida sulla manutenzione delle linee idriche* (codice articolo 85.0983.04) fornita insieme all'attrezzatura o visitare il Centro risorse A-dec all'indirizzo [www.a-dec.com/resource-center](http://www.a-dec.com/resource-center).

Il riunito A-dec è progettato per durare. Controlli programmati e sostituzioni regolari dei componenti garantiscono prestazioni affidabili.

**Tabella 1: Parti e kit di manutenzione A-dec**

| Articolo  | Codice articolo |
|---|-----------------|
| Lubrificante al silicone (tubetto da 5,3 oz)                                | 98.1120.00      |
| Filtro (A-dec 300/500), confezione da 10                                    | 11.1284.01      |
| Beccucci siringa, confezione da 5   | 23.0872.01      |
| Kit di manutenzione preventiva annuale A-dec 500/300                        | 90.1835.00      |
| Kit di manutenzione preventiva annuale Performer®/Cascade®/200              | 90.1836.00      |
| Kit di manutenzione preventiva quinquennale A-dec 500B                      | 90.1870.00      |
| Kit di manutenzione preventiva quinquennale A-dec 500A Surf (V2)            | 90.1874.00      |
| Kit di manutenzione preventiva quinquennale A-dec 500A Surf (V1)            | 90.1873.00      |
| Kit di manutenzione preventiva quinquennale A-dec 500A White/A-dec 300 (V2) | 90.1872.00      |
| Kit di manutenzione preventiva quinquennale A-dec 500A White/A-dec 300 (v1) | 90.1871.00      |
| Kit di manutenzione preventiva quinquennale Cascade/Decade®/Performer       | 90.1875.00      |
| Kit di manutenzione preventiva quinquennale A-dec 200/Performer B (V1)      | 90.1876.00      |
| Kit di manutenzione preventiva quinquennale A-dec 200/Performer B (V2)      | 90.1877.00      |

**Tabella 2: O-ring micromotore elettrico A-dec 501**

| Articolo  | Codice articolo |
|---|-----------------|
| O-ring, inserto micromotore, blu                    | 54.0803.00      |
| O-ring, inserto micromotore, nero                   | 54.0804.00      |
| O-ring, collegamento con il cordone del micromotore | 54.0805.00      |

**Tabella 3: Prodotti A-dec 360 consigliati per la manutenzione delle linee idriche del riunito (DUWL) e dei sistemi di evacuazione**

| Uso                            | Articolo   | Codice articolo |
|--------------------------------|--|-----------------|
| Sistema di evacuazione         | Detergente per sistemi di evacuazione, flacone da 33 oz  | 91.0060.01      |
| Sistema di evacuazione         | Detergente per sistemi di evacuazione, flacone da 128 oz | 91.0061.01      |
| Manutenzione giornaliera linee | Comprese per linee idriche ICX, 0,7 l (50)               | 91.1064.01      |
| Manutenzione giornaliera linee | Comprese per linee idriche ICX, 2 l (50)                 | 90.1065.01      |
| Trattamento d'urto per linee   | ICX Renew, scatola da 9 applicazioni                     | 90.1691.01      |
| Trattamento d'urto per linee   | ICX Restore, scatola da 9 applicazioni (solo Canada)     | 90.1821.01      |

Contattare un rivenditore autorizzato A-dec per accessori e opzioni di sostituzione aggiuntivi.

