

Liste de contrôle – Maintenance de l'équipement A-dec®

Après chaque patient

- Nettoyer, lubrifier et stériliser les instruments
- Nettoyer les embouts des seringues aux ultrasons et les stériliser
- Essuyer et rincer les cordons des instruments
- Pour les procédures de chirurgie orale, rincer la conduite d'aspiration
- Nettoyer et désinfecter les surfaces de contact et de transfert
- Remettre en place l'ensemble des barrières

Quotidiennement/selon les besoins

- Ajouter une pastille A-dec ICX® à chaque recharge de la bouteille d'eau† (voir le tableau 3 pour les numéros de référence)
- Rincer le crachoir pendant une minute
- Nettoyer le bol du crachoir et le filtre du bol
- Utilisez le nettoyant d'évacuation A-dec pour rincer les conduites d'aspiration† (voir le tableau 3 pour les numéros de référence)

Une fois par semaine/selon les besoins

Date

- Nettoyer la garniture des fauteuils et des tabourets avec de l'eau et du liquide vaisselle doux
- Nettoyer les valves de l'aspiration à grand volume (HVE) et de la pompe à salive
- Deux fois par semaine, inspecter et entretenir le collecteur de solides
- Entretenir le récupérateur d'huile
- Lubrifier les mandrins des instruments
- Confirmer la rotation régulière de la fraise
- Nettoyer le dispositif de protection de l'éclairage avec un liquide vaisselle doux et de l'eau
- Le cas échéant, remplacer la barrière Medicom® SafeShield™ de l'éclairage

Tous les mois

Date

- Tester le niveau d'UFC de l'eau de l'unit et faire un traitement de choc des circuits d'eau avec A-dec ICX Renew® ou Restore®, si nécessaire (voir le tableau 3 pour les numéros de référence)
- Inspecter tous les instruments, moteurs et joints toriques ; les remplacer s'ils sont endommagés
- Lubrifier les joints toriques de la bouteille d'eau, de la canule d'aspiration à grand volume et de la pompe à salive

Tous les ans

Date

- Contacter votre revendeur local agréé A-dec pour l'installation du kit de maintenance préventive annuelle (voir le tableau 1 pour les numéros de référence)
- Remettre en place tous les instruments, moteurs et joints toriques (voir le tableau 2 pour les numéros de référence)

*Pour connaître le détail des opérations de maintenance, se reporter aux *Instructions d'utilisation* fournies avec l'équipement ou le Centre de ressources A-dec à www.a-dec.com/resource-center.

†Pour obtenir des instructions détaillées sur l'entretien du circuit d'eau, se reporter au *Guide d'entretien du circuit d'eau* (réf. 85.0983.01) fourni avec l'équipement ou consulter le Centre de ressources A-dec à www.a-dec.com/resource-center.

Tableau 1 : Pièces détachées et kits A-dec

Élément	Numéro de la pièce
Lubrifiant à base de silicone (tube de 5,3 onces)	98.1120.00
Piège filtrant (A-dec 300/500), pack de 10	11.1284.01
Embouts de seringue, pack de 5	23.0872.01
Kit de maintenance préventive annuelle A-dec 500/300	90.1835.00
Kit de maintenance préventive annuelle Performer®/Cascade®/200	90.1836.00
Kit de maintenance préventive annuelle pour 5 ans A-dec 500B	90.1870.00
Kit de maintenance préventive annuelle pour 5 ans A-dec 500A Surf (V2)	90.1874.00
Kit de maintenance préventive annuelle pour 5 ans A-dec 500A Surf (V1)	90.1873.00
Kit de maintenance préventive annuelle pour 5 ans A-dec 500A White/A-dec 300 (V2)	90.1872.00
Kit de maintenance préventive annuelle pour 5 ans A-dec 500A White/A-dec 300 (v1)	90.1871.00
Kit de maintenance préventive annuelle pour 5 ans Cascade/Decade®/Performer	90.1875.00
Kit de maintenance préventive annuelle pour 5 ans A-dec 200/Performer B (V1)	90.1876.00
Kit de maintenance préventive annuelle pour 5 ans A-dec 200/Performer B (V2)	90.1877.00

Tableau 2 : Joints toriques pour moteur électrique A-dec 501

Élément	Numéro de la pièce
Joint torique, insert de moteur, bleu	54.0803.00
Joint torique, insert de moteur, noir	54.0804.00
Joint torique, raccordement du cordon du moteur	54.0805.00

Tableau 3 : Produits A-dec 360 recommandés pour la maintenance des conduites d'eau de l'unit (DUWL) et les systèmes d'évacuation

Usage	Élément	Numéro de la pièce
Système d'évacuation	Nettoyant pour système d'évacuation, bouteille de 33 onces	91.0060.01
Système d'évacuation	Nettoyant pour système d'évacuation, bouteille de 128 onces	91.0061.01
Maintenance quotidienne DUWL	Comprimés pour conduites d'eau ICX, 0,7 l (50)	91.1064.01
Maintenance quotidienne DUWL	Comprimés pour conduites d'eau ICX, 2 l (50)	90.1065.01
Traitement de choc DUWL	ICX Renew, boîte pour 9 applications	90.1691.01
Traitement de choc DUWL	ICX Restore, boîte pour 9 applications (Canada uniquement)	90.1821.01

Contactez un revendeur A-dec agréé pour plus d'options d'accessoires et de remplacement.