

Lista kontrolna konserwacji sprzętu A-dec®

Po każdym pacjencie należy

- Wyczyścić, nasmarować i wysterylizować końcówki
- Wyczyścić końcówki dmuchawki przy użyciu ultradźwięków, a następnie je wysterylizować
- Wytrzeć i przepłukać przewód końcówki
- W przypadku zabiegów chirurgii stomatologicznej przepłukać przewody próżniowe
- Wyczyścić/zdezynfekować powierzchnie dotykane przez pacjenta
- Wymienić wszystkie osłony barierowe

Codziennie/W zależności od potrzeb

- Dodawać tabletkę A-dec ICX® przy każdym napełnianiu butelki na wodę† (numery części znajdują się w tabeli 3)
- Przepłukiwać spluwaczkę przez jedną minutę
- Czyścić miskę spluwaczki i sito miski
- Używać środka czyszczącego A-dec Evacuation Cleaner do przepłukania przewodów próżniowych (numery części znajdują się w tabeli 3)

Co tydzień/W zależności od potrzeb

Data

- Czyścić tapicerkę fotela i stołka łagodnym płynem do mycia naczyń i wodą
- Czyścić zawory ssaka i ślinociągu
- Dwa razy w tygodniu kontrolować sitko i przeprowadzać jego konserwację
- Przeprowadzać konserwację zbiornika odprowadzania oleju
- Smarować uchwyty końcówek
- Sprawdzać, czy wiertło końcówki obraca się płynnie
- Czyścić osłonę lampy głównej, używając łagodnego płynu do mycia naczyń i wody
- W razie potrzeby wymieniać osłony barierowe Medicom® SafeShield™ lampy głównej

Co miesiąc

Data

- Sprawdzać poziom CFU w wodzie w unicie dentystycznym i w razie potrzeby wykonywać czyszczenie szokowe linii wodnych z użyciem A-dec ICX Renew® lub Restore® (numery części znajdują się w tabeli 3)
- Kontrolować wszystkie końcówki, napędy i uszczelki pierścieniowe typu O-ring; wymieniać w razie zużycia/uszkodzenia
- Smarować uszczelki pierścieniowe typu O-ring butelki na wodę, ssaka i ślinociągu

Co roku

Data

- Kontaktować się z lokalnym autoryzowanym przedstawicielem firmy A-dec w celu zamontowania zestawu do rocznej konserwacji zapobiegawczej (numery części znajdują się w tabeli 1)
- Wymieniać wszystkie uszczelki typu O-ring końcówki i silnika (numery części znajdują się w tabeli 2)

*Szczegółowe informacje dotyczące czynności konserwacyjnych można znaleźć w *Instrukcji użytkownika* dołączonej do urządzenia lub na stronie internetowej www.a-dec.com/resource-center firmy A-dec Resource Center.

†Szczegółowe informacje dotyczące konserwacji linii wodnych można znaleźć w *Instrukcji konserwacji przewodów wodnych* (nr części 85.0983.18) dołączonej do urządzenia oraz na stronie internetowej www.a-dec.com/resource-center firmy A-dec Resource Center.

Tabela 1: Części i zestawy do konserwacji A-dec

Element	Numer części
Smar silikonowy (tuba ok. 5,3 oz)	98.1120.00
Ekran filtrujący (A-dec 300/500), opakowanie 10 szt.	11.1284.01
Końcówki dmuchawek, opakowanie 5 szt.	23.0872.01
Zestaw do rocznej konserwacji zapobiegawczej A-dec 500/300	90.1835.00
Zestaw do rocznej konserwacji zapobiegawczej Performer®/Cascade®/200	90.1836.00
Zestaw do konserwacji zapobiegawczej na 5 lat A-dec 500B	90.1870.00
Zestaw do konserwacji zapobiegawczej na 5 lat A-dec 500A Surf (V2)	90.1874.00
Zestaw do konserwacji zapobiegawczej na 5 lat A-dec 500A Surf (V1)	90.1873.00
Zestaw do konserwacji zapobiegawczej na 5 lat A-dec 500A White/A-dec 300 (V2)	90.1872.00
Zestaw do konserwacji zapobiegawczej na 5 lat A-dec 500A White/A-dec 300 (v1)	90.1871.00
Zestaw do konserwacji zapobiegawczej na 5 lat Cascade/Decade®/Performer	90.1875.00
Zestaw do konserwacji zapobiegawczej na 5 lat A-dec 200/Performer B (V1)	90.1876.00
Zestaw do konserwacji zapobiegawczej na 5 lat A-dec 200/Performer B (V2)	90.1877.00

Tabela 2: Uszczelki pierścieniowe typu O-ring silnika elektrycznego A-dec 501

Element	Numer części
Uszczelka O-ring, łożysko silnika, niebieska	54.0803.00
Uszczelka O-ring, łożysko silnika, czarna	54.0804.00
Uszczelka O-ring, złącze rękawa mikrosilnika	54.0805.00

Tabela 3: Produkty A-dec 360 zalecane do konserwacji linii wodnych unitów stomatologicznych (DUWL) i systemów odsysania

Zastosowanie	Element	Numer części
System odsysania	Środek do czyszczenia systemu odsysania, butelka 33 oz	91.0060.01
System odsysania	Środek do czyszczenia systemu odsysania, butelka 128 oz	91.0061.01
Codzienna konserwacja linii wodnych unitu	Tabletki do uzdatniania wody ICX, 0,7 L (50 szt.)	91.1064.01
Codzienna konserwacja linii wodnych unitu	Tabletki do uzdatniania wody ICX, 2 L (50 szt.)	90.1065.01
Czyszczenie szokowe linii wodnych unitu	ICX Renew, opakowanie produktów do użycia 9 razy	90.1691.01
Czyszczenie szokowe linii wodnych unitu	ICX Restore, opakowanie produktów do użycia 9 razy (tylko Kanada)	90.1821.01

Aby uzyskać więcej akcesoriów i opcji wymiany, należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą firmy A-dec.