

A-dec® 设备维护清单

为每位病人治疗过后

- 对牙科手机进行清洁、润滑和灭菌
- 使用超声波清洁喷枪尖嘴并灭菌
- 冲洗牙科手机软管并将其擦干
- 对于口腔手术过程，冲洗真空管路
- 清洁/消毒触摸面和转移面
- 更换所有隔离物

每日一次/ 按需

- 在每次重新灌满水瓶时添加 A-dec ICX®†
(请参见表 3 获取零件号)
- 冲洗痰盂一分钟
- 清洁痰盂和痰盂过滤网
- 使用 A-dec 抽真空清洁剂冲洗真空管路† (请参见表 3 获取零件号)

每周一次/ 按需

日期

- 用温和的洗碗皂液或清水清洁治疗椅和座椅皮垫
- 清洁强力吸引装置 (HVE) 和吸唾器阀
- 每周两次，检查和维护固体废物收集器
- 维护集油器
- 润滑牙科手机夹头
- 确认牙科手机车针旋转顺滑
- 用温和的洗碗皂液和水清洁口腔灯灯罩
- 如果需要，请更换口腔灯 Medicom® SafeShield™ 隔离物

每月一次

日期

- 测试牙科治疗台用水 CFU 级别并按需使用 A-dec ICX Renew® 或 Restore® 处理水管
线路 (请参见表 3 获取零件号)
- 检查所有牙科手机、马达和 O 形环；若出现磨损/损坏，请更换
- 润滑水瓶、强力吸引装置 (HVE) 和吸唾器 O 形环

每年一次

日期

- 请联系当地授权 A-dec 经销商安装年度预防维护套件 (请参见表 1 获取零件号)
- 更换所有牙科手机和马达 O 形环 (请参见表 2 获取零件号)

*有关维护的详细步骤，请参见设备随附的《使用说明》，或访问 A-dec 资源中心 (网址 www.a-dec.com/resource-center)。

†有关水管线路维护的详细信息，请参见设备随附的《水管线路维护指南》(零件编号 85.0983.06)，或访问 A-dec 资源中心 (网址 www.a-dec.com/resource-center)。

A-dec 牙科设备为长久使用而设计制造。通过定期检查和更换零件，可确保性能值得信赖。

表 1.A-dec 维修零件和套件

项目	零件号
硅润滑剂 (5.3 oz 管)	98.1120.00
筛网夹 (A-dec 300/500), 10 件	11.1284.01
喷枪尖嘴 · 5 件	23.0872.01
A-dec 500/300 年度预防维护套件	90.1835.00
Performer®/Cascade®/200 年度预防维护套件	90.1836.00
A-dec 500B 5 年预防维护套件	90.1870.00
A-dec 500A Surf (V2) 5 年预防维护套件	90.1874.00
A-dec 500A Surf (V1) 5 年预防维护套件	90.1873.00
A-dec 500A White/A-dec 300 (V2) 5 年预防维护套件	90.1872.00
A-dec 500A White/A-dec 300 (v1) 5 年预防维护套件	90.1871.00
Cascade/Decade®/Performer 5 年预防维护套件	90.1875.00
A-dec 200/Performer B (V1) 5 年预防维护套件	90.1876.00
A-dec 200/Performer B (V2) 5 年预防维护套件	90.1877.00

表 2.A-dec 501 电动马达 O 形环

项目	零件号
O 形环 · 电动马达插头 · 蓝色	54.0803.00
O 形环 · 电动马达插头 · 黑色	54.0804.00
O 形环 · 电动马达管线连接	54.0805.00

表 3.推荐用于维护 A-dec 360 牙科设备水管线路 (DUWL) 和抽真空系统的产品

用途	项目	零件号
抽真空系统	抽真空系统清洁剂 · 33 oz 瓶	91.0060.01
抽真空系统	抽真空系统清洁剂 · 128 oz 瓶	91.0061.01
DUWL 日常维护	ICX 水管线路清洁片 · 0.7 L (50 单位)	91.1064.01
DUWL 日常维护	ICX 水管线路清洁片 · 2 L (50 单位)	90.1065.01
DUWL 冲击处理	ICX Renew, 一盒 9 次用量	90.1691.01
DUWL 冲击处理	ICX Restore, 一盒 9 次用量 (限加拿大)	90.1821.01

更多附件和更换配件，请详询授权的 A-dec 经销商。

