

A-dec设备的预防性维护

A-dec建议您每年执行预防性维护，或在临床使用1500小时后执行维护。

治疗椅	备注
<input type="checkbox"/> 使用触控板（如果已配备）和脚踏面板（如果已配备），检查治疗椅的升降、翘起和设置功能的运行状况，并针对推荐的修复或更换提出建议。	_____
<input type="checkbox"/> 检查所有设备止动板/开关和治疗椅锁定功能（如果已配备），以确保正常运行。	_____
<input type="checkbox"/> 检查移动范围，并根据需要调整限制，以便将碰撞损伤的可能性降至最低。	_____
<input type="checkbox"/> 检查是否有液压油泄露。	_____
<input type="checkbox"/> 检查液压油储液槽内液位，并根据需要注入液压油。	_____
<input type="checkbox"/> 检查液压缸是否嘎吱作响和其他异常噪音（例如液压软管与罩盖产生摩擦），并根据需要进行调节。	_____
<input type="checkbox"/> 检查头枕滑杆松紧度，并根据需要进行调节。	_____
<input type="checkbox"/> 检查旋转制动器操作（如果已配备），并根据需要进行调节。	_____
<input type="checkbox"/> 检查扶手松紧度（如果适用），并根据需要进行调节。	_____
<input type="checkbox"/> 检查皮垫状况，建议适时进行更换。	_____

牙科治疗台	备注
<input type="checkbox"/> 检查损坏的、易碎或硬质的牙科手机软管，并根据需要进行更换。	_____
<input type="checkbox"/> 检查牙科手机耦合器O形环的运行状况，并根据需要针对维修提出建议。	_____
<input type="checkbox"/> 检查总控阀运行状况。每五年更换一次阀调节杆O形环；如果需要，可以更频繁地更换。	_____
<input type="checkbox"/> 检查牙科手机气压，并根据需要进行调节，以达到制造商的规格要求。	_____
<input type="checkbox"/> 检查光纤电压（如果已配备），并根据需要进行调节，以达到牙科手机制造商的规格要求。	_____
<input type="checkbox"/> 仅限上挂式牙科治疗台：检查伸缩杆臂的移动，并根据需要调节松紧度。	_____
<input type="checkbox"/> 检查牙科手机托架松紧度（如果适用），并根据需要进行调节。	_____
<input type="checkbox"/> 更换喷枪O形环和按钮阀装置、使用A-dec硅润滑剂进行润滑，并确认运行。	_____
<input type="checkbox"/> 检查牙科手机冲洗系统操作。	_____
<input type="checkbox"/> 检查气动制动器（如果已配备）操作和屈臂弹簧（如果已配备）松紧度，并根据需要进行调节。	_____

牙科治疗台（续）

- 检查集油器中油或水的累积情况、更换纱布，并根据需要进行清理。
- 检查独立供水水瓶密封垫圈或O形环、根据需要进行更换，并使用A-dec硅润滑剂对O形环进行润滑。
- 查看客户的牙科治疗台水管线路维护协议和最近的水管线路测试，以确保CFU计数低于行动阈值。请查阅《A-dec水管线路维护指南》（零件编号85.0983.06），以便根据需要通知客户。

脚踏开关

备注

- 检查脚踏开关软管的运行状况。
- 检查O形环和装饰圈、根据需要进行更换、使用A-dec硅润滑剂对O形环进行润滑，并检查是否正常运行。
- 每五年更换一次膜片；如果需要，可以更频繁地更换。
- 仅限杆式脚踏开关：根据需要清理或更换脚踏开关。

牙医助理器械和真空

备注

- 检查真空软管是否有损坏或泄露，建议根据需要进行更换。
- 检查损坏的或易碎软管，建议根据需要进行更换。
- 更换喷枪O形环和按钮阀装置、使用A-dec硅润滑剂进行润滑，并确认运行。
- 更换HVE和排涎装置O形环、使用A-dec硅润滑剂进行润滑，并确认正常运行。
- 更换真空吸罐中的O形环、软管和阀装置。使用A-dec硅润滑剂进行润滑，并确认正常运行。
- 检查固体物收集器过滤网。更换一次性过滤网或清理可重复使用的过滤网，建议根据需要进行更换。
- 检查固体物收集器封盖O形环和接头O形环，并根据需要进行更换。
- 检查汞合金分离器（如果已安装）的操作，包括汞合金液位。
- 检查是否正在使用真空系统清洁剂，根据需要提供建议。
- 检查低支撑臂和后支撑杆件止动开关（如果已配备）的运行状况。

牙科手术灯

备注

- 检查开关和控件的运行状况，包括由治疗椅预设档位控件驱动的牙科手术灯自动开关。
- 检查所有亮度/模式设置和控件。
- 仅限卤素手术灯：确保切换开关已牢固安装，根据需要拧紧固定螺母。
- 检查手术灯手柄，以确保它们已牢固安装。

牙科手术灯 (续)

备注

- 检查灯罩是否有裂纹和磨损。根据需要进行更换。
- 检查灯头装置每条轴旋转移动时的松紧度，并根据需要进行调节。
- 检查灯臂垂直移动时的弹簧张力，并根据需要进行调节。
- 检查旋转止动块是否已就位，并根据需要进行调节。
- 仅限卤素手术灯：检查是否有备用灯泡。

痰盂

备注

- 检查损坏的或易碎软管，建议根据需要进行更换。
- 检查口杯注水和痰盂冲洗的操作和定时功能，并根据需要调整至客户偏好的位置。
- 检查口杯注水和痰盂冲洗喷嘴O形环，根据需要进行更换，并使用A-dec硅润滑剂对O形环进行润滑。
- 清洁和冲洗排放装置、检查是否正常运作，并确保排放装置出口可用。
- 检查痰盂排水管线中是否有泄露，并根据需要针对维修提出建议。
- 检查痰盂限位开关操作。

地箱

备注

- 更换空气和水过滤器。
- 更换空气和水调节器膜片。
- 检查进入的气压和水压，并根据需要进行调节。
- 检查是否有空气和水泄露。
- 检查损坏的、易碎或硬质的软管。
- 检查进入的空气，以确保将清洁、干燥的空气传送至牙科治疗台。检查地箱和压缩机处的水气分离器，并根据需要更换水气分离器过滤器。

其他

备注

- 测试所有触控板按钮的功能。
- 检查显示器底座前倾松紧度，并根据需要进行调节。
- 检查显示器底座臂（如果已配备）垂直移动时的弹簧张力，并根据需要进行调节。
- 检查所有臂支点的松紧度是否正常，并根据需要进行调节。
- 检查臂、牙科治疗台和托盘是否已校平，并根据需要进行调节。
- 检查紧固件，并根据需要进行调节。
- 检查罩盖以确保已适当定位，并根据需要进行调节。

其他 (续)

备注

- 检查座椅运作 (包括脚轮旋转和气体提升运作), 并检查异常噪音。
- 检查座椅皮垫状况。
- 根据需要对《因金属而划出的》划痕上漆。
- 确保工作人员知道设备相关的所有《使用说明》的位置。
- 报告所有必要的维修, 并根据需要提供报价。
- 如果需要, 请在维护和操作方面对员工进行正确指导。

检查

备注

- 与工作人员一同检查A-dec设备维护清单 (零件编号86.0600.06), 以确保按需定期进行维护。如果皮垫因清洗剂而造成损坏, 建议客户查阅A-dec的《皮垫维护指南》(零件编号86.0501.06)。指出作为本预防性维护的一部分刚完成的清单项。

牙医/诊所: _____

地址: _____

牙科手术室: _____

维修技术人员: _____

维修日期: _____

评审医生/客户: _____

签名和日期

医生/客户未检查清单

附加评论/
建议: _____



A-dec客户总部

电话: 1.800.547.1883 (美国与加拿大境内)
电话: +1.503.538.7478 (美国与加拿大境外)

A-dec中国

电话: +1.503.538.7478

A-dec澳大利亚分公司

电话: 1.800.225.010 (澳大利亚境内)
电话: +61.(0).2.8332.4000 (澳大利亚境外)

A-dec英国分公司

电话: 0800.ADEC.UK (2332.85) (英国境内)
电话: +44.(0).24.7635.0901 (英国境外)

86.0643.06 Rev B
2016 A-dec Inc. 版权所有
保留所有权利。