

Bruksanvisning

A-dec 311- og 411-tannlegestoler

Copyright

© 2023 A-dec Inc. Med enerett.

A-dec Inc. gir ingen garanti av noe slag med hensyn til dette materialet, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier eller markedstilgjengelighet og egnethet for et bestemt formål. A-dec Inc. skal ikke være ansvarlig for eventuelle feil som finnes i dette materialet, eller for følgeskader eller andre skader i forbindelse med leveransen, ytelsen eller bruken av dette materialet. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hvis du kommer over problemer i dokumentasjonen, ber vi deg om å rapportere dem skriftlig til oss. A-dec Inc. garanterer ikke at dette dokumentet er feilfritt.

Ingen del av dette dokumentet kan kopieres, reproduseres eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk eller mekanisk, inkludert ved fotokopiering, opptak eller et informasjonslagrings- og uthentingssystem, uten skriftlig tillatelse på forhånd fra A-dec Inc.

Varemerker og ytterligere immaterielle rettigheter

A-dec, A-dec-logoen, A-dec 500, A-dec 300, Cascade, Cascade Master Series, Century Plus, Continental, Decade, ICX, ICV, Performer, Preference, Preference Collection, Preference ICC og Radius er varemerker for A-dec Inc. og er registrert i USA og andre land. A-dec 400, A-dec 200, Preference Slimline og reliablecreativesolutions er også varemerker for A-dec Inc. Ingen av varemerkene eller handelsnavnene i dette dokumentet kan reproduseres, kopieres eller manipuleres på noen måte uten uttrykkelig, skriftlig godkjenning av varemerkets eier.

Enkelte berøringsplatesymboler tilhører A-dec Inc. Enhver bruk av disse symbolene, helt eller delvis, uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra A-dec Inc., er strengt forbudt.

Juridisk informasjon

Juridisk informasjon pålagt av byråets krav er angitt i dokumentet *Juridisk informasjon, spesifikasjoner og garanti* (delenr. 86.0221.33), som er tilgjengelig i dokumentbiblioteket på www.a-dec.com.

Produktservice


Produktservice er tilgjengelig via den lokale og autoriserte A-dec-forhandleren. Hvis du trenger informasjon om service eller å finne en autorisert forhandler, kan du kontakte A-dec på 1.800.547.1883 i USA og Canada eller på 1.503.538.7478 globalt. Gå alternativt inn på www.a-dec.com.

Produktmodeller og -versjoner som dette dokumentet dekker

Modell	Versjoner	Beskrivelse
311	B	Tannlegestol
411	A	Tannlegestol

Innholdskart

Hodestøtte6




Svingbrems.....9




Stolkontroller4





Barrierer..... 10



Armlene.....8




Strømknapp.....2



Betjene/justere	2
Rengjøre/vedlikeholde	10
Spesifikasjoner og garanti	12

Betjene/justere

Slå av/på



Konfigurasjoner kun for stol

Hvis du har en konfigurasjon for kun stol, trykker du på strømknappen for stolen for å slå strømmen på eller av.

Stoler med tilførsel- og støttesystemer

Hvis du har en stol med tilkoblet system, bruker du hovedbryteren for å slå på strømmen, vann og luft. Hovedbryteren er normalt plassert på tilførselssystemet, men kan i stedet være plassert på støttedelen eller gulvboksen på stoler uten tilførselsystem.

Hvis det ikke er strøm på systemet, må du kontrollere at stolens strømknapp er trykket inn. Stolens strøm må være på for at hovedbryteren skal kunne kontrollere systemstrømmen.

Når du skal slå av strømmen

For å spare strøm kan du slå av strømmen på slutten av arbeidsdagen og under lengre perioder uten bruk.

Slå på/av (fortsatt)




Berøringsplater og statuslyset

A-dec-logoen på berøringsplaten lyser når systemet er på og klart til bruk. Hvis statuslampen blinker, kan det indikere at en sikkerhetsfunksjon har avbrutt stolens bevegelse. Se "Stolens sikkerhetsfunksjoner" for mer informasjon.



For fullstendig informasjon om pekeplatefunksjonalitet kan du se bruksanvisningen for leveringsystemet.

Stolens sikkerhetsfunksjoner




A-dec-tannlegestoler og -systemer inkluderer flere funksjoner designet for å forbedre sikkerheten. Aktiverte stoppbrytere kan stoppe stolen eller hindre den i å bevege seg. Slik sikrer du uavbrutt stolbevegelse:

- fjern eventuelle hindringer under stolen og tilkoblede moduler
- unngå å trykke på fotkontrollskiven eller -spaken
- hold håndstykkene ordentlig på plass i holderne

Hvis stolen stopper uventet

Sjekk handlingene oppført ovenfor for å avhjelpe tilstanden. Hvis nedadgående bevegelse av stolen stoppet på grunn av en hindring, bruker du berøringsplaten eller fotbryteren til å heve stolen og fjerne hindringen.


Stolkontroller



A-dec-berøringsplaten og -fotbryteren kontrollerer stolens bevegelse på samme måte. Se bruksanvisningen for tilførselssystemet for detaljert informasjon om berøringsplatekontrollene.


Manuelle kontroller på fotbryteren

Trykk og hold inne en pilknapp til stolen er i ønsket posisjon. De vannrette pilene hever og senker stolryggen. De loddrette pilene hever og senker stolunderstellet.




Programmerbare kontroller på fotbryteren

Trykk på og slipp en programmerbar knapp for å flytte stolen til en forhåndsinnstilt posisjon. Disse knappene er fabrikkprogrammerte som følger:



Ikon	Posisjon	Fabrikkinnstilling
0	Inn/ut	Posisjonerer stolen for at pasienten skal kunne stige inn/ut.
1	Behandling 1	Posisjonerer stolbasen og ryggstøtten ned.
2	Behandling 2	Posisjonerer stolbasen ned og ryggstøtten opp.
3	Røntgen/skylling	Flytter stolen til enten røntgen- eller skylleposisjon. Trykk igjen for å flytte stolen til forrige posisjon.

Stolkontroller (fortsatt)



ADVARSEL Sørg for at pasienten er trygt plassert før du bruker de manuelle eller programmerbare stolkontrollene. Forlat aldri pasienten uten tilsyn mens stolen er i bevegelse. Vær alltid ekstra forsiktig med små barn og pasienter med begrenset mobilitet. For å stoppe stolen når som helst under programmert bevegelse trykker du på en stolposisjonsknapp på fotbryteren eller berøringsplaten.

Omprogrammere knappene 0, 1 og 2

Slik endrer du de fabrikkinnstilte stolposisjonene som er tildelt inn/ut av stolen og behandlingsknappene (0, 1, 2):

1. Bruk de manuelle kontrollene for å posisjonere stolen som ønsket.
2. Trykk og slipp **P**. Ett pip indikerer at programmeringsmodus er på.
3. Trykk på stolposisjonsknappen du ønsker å omprogrammere, innen fem sekunder (trykk for eksempel på 1). Tre pip bekrefter at den nye innstillingen er programmert i minnet.

Omprogramme røntgen-/skylleknapp

Røntgen-/skylleknappen (3) er forhåndsinnstilt for å flytte stolen og pasienten i oppreist stilling for røntgen- eller spytteskåltilgang. Et nytt trykk på 3 setter stolen tilbake til forrige posisjon.


Du kan omprogrammere 3 å fungere på samme måte som de andre programmerbare forhåndsinnstilte stolknappene. Slik endrer du funksjonen dens:

1. Trykk på og hold inne **P** og **3** samtidig i tre sekunder.
 - Ett pip indikerer at 3 er angitt som en annen programmerbar stolforhåndsinnstillingsknapp.
 - Tre pip bekrefter at 3 er konfigurert som fabrikkinnstillingen for røntgen/skylling (som veksler mellom røntgen/skylling og forrige stolposisjon).
2. Hvis du omprogrammerer 3 som en annen programmerbar knapp og ønsker å tilordne en annen stolposisjon, følger du trinnene som er skissert i "Omprogrammere knappene 0, 1 og 2" ovenfor.

Hastighet for senking av basen

Hastighet for senking av basen kan reduseres. Kontakt din autoriserte A-dec-forhandler for å redusere hastigheten for senking av basen.

Dobbeltartikulerende hodestøtte



Den dobbeltartikulerende hodestøtten inkluderer flere justeringsfunksjoner som forbedrer tilgangen til munnhulen og øker pasientkomforten.


Bruk glidestangen for å tilpasse støtten til pasientens høyde. Trekk simpelthen opp eller trykk ned hodestøtten til den er i ønsket posisjon. Med den glidende hodestøtteputen kan du justere høyden ytterligere.



ADVARSEL Hvis glidestangen har overskredet den maksimale anbefalte arbeidshøyden, vil en advarsel linje være synlig på pasientens side av glidestangen. Ikke bruk hodestøtten i en posisjon der denne varsel linjen er synlig.

Låseknappen lar deg enkelt justere hodestøtten for en rekke posisjoner. Frigjør hodestøtten ved å vri låseknappen mot klokken, og juster deretter hodestøtten for riktig passform. Lås hodestøtten i ønsket posisjon ved å vri knappen med klokken.


Stramming av hodestøttens glidestang



Hvis nakkestøtten beveger seg nedover, eller hvis den er vanskelig å bevege seg opp eller ned, må glidestangens strammes.

Den kan strammes med en 1/8" unbrakonøkkel. Vri strammeskruen med klokken for å øke friksjonen, og vri skruen mot klokken for å redusere friksjonen.

Hodestøtteposisjon for rullestoler



Slik plasserer du hodestøtten for rullestoler:

1. Fjern hodestøtten fra tannlegestolen.
2. Drei hodestøtten 180°, og skyv glidestangen inn i ryggstøtten til den stopper.
3. Snu tannlegestolen, om nødvendig, og plasser ryggstøtten til full oppreist stilling.
4. Plasser rullestolen og tannlegestolen rygg mot rygg.
5. Flytt tannlegestolen opp eller ned etter behov for å justere høyden på hodestøtten.
6. Lås rullestolens hjul.

Pasientposisjonering




For å sette pasientene riktig i stolen ber du pasienten sitte så langt bak i setet som mulig. Dette sikrer best støtte med korsryggstøtten og hodestøtten.

For optimal komfort bør pasientene plassere underarmene på armlenene eller holde armene komfortabelt foldet på fanget.




ADVARSEL Ikke la pasienter slippe armene bak armlenene eller under ryggstøtten når stolen beveger seg.

Armlener med to posisjoner



Du kan flytte armlenene vekk for å tillate enkel inn- og utstigning for pasienten og for å forbedre tannlegens tilgang ved direkte arbeid. Skyv eller trekk i armlenene for å flytte dem til fremre eller bakre posisjon.


Rotasjonsstramming av armlenene



Hvis armlenene løsner eller er vanskelige å flytte, kan du justere rotasjonsstramheten. Slik justerer du hvert armlene:

1. Fjern sidedekselet på stolen ved å trekke i venstre og nedre høyre side av dekselet. Trekk dekselet unna for å få tilgang til justeringsskruen.
2. Bruk en 5/32" unbrakonøkkel, og vri med klokken for å stramme eller mot klokken for å løsne armlenet. Det er kun nødvendig med en liten justering for å øke eller redusere spenningen betydelig.


Stolens svingbrems



Svingbare stoler kan rotere til enhver posisjon innenfor 30° på hver side av midten. Stolens svingbrems begrenser rotasjonen av stolen for å forhindre at stolen beveger seg under en prosedyre.

For å frigjøre svingbremsen drar du bremsespaken til høyre. For å aktivere bremsen drar du bremsespaken bestemt til venstre.

Stramming av stolens svingbrems




Hvis stolen svinger til venstre eller høyre med bremsen aktivert, eller det er vanskelig å flytte den med bremsen av, justerer du svingbremsen. Riktig strammet skal bremsehåndtaket være i midten når det er helt aktivert. Slik justerer du den:

1. Flytt bremsehåndtaket til høyre.
2. Hvis stolen har en ryggmontert modul, dreier du stolen for å få tilgang til justeringskruen.
3. Bruk en 7/64" unbrakonøkkel og vri strammeskruen med klokken for å øke bremsefriksjonen, og vri skruen mot klokken for å redusere bremsefriksjonen. Det er kun nødvendig med en liten justering for å øke eller redusere spenningen betydelig.

Rengjøre/vedlikeholde

Barrierebeskyttelsen



MERK Les bruksanvisningene som leveres av produsenten av barrieren, for korrekt bruk og kassering av barrierer.

A-dec anbefaler barrierebeskyttelse for alle aktuelle berørings- og overføringsflater. Berøringsflater er områder som kommer i kontakt med hender og blir potensielle krysskontamineringspunkter under tannprosedyrer. Overføringsflater er områder som kommer i kontakt med instrumenter og andre gjenstander.

I USA må barrierer produseres iht. Current Good Manufacturing Practice (CGMP) angitt av U.S. Food and Drug Administration (USFDA). Les regelverk om medisinsk utstyr som gjelder hos deg, om du skal bruke det utenfor USA.



VIKTIG Du finner anbefalinger om rengjøring og kjemisk desinfisering av berørings- og overføringsflater (der barrierebeskyttelse ikke er aktuelt eller ved utsatte barrierer) i *Veiledning i aseptiske arbeidsmetoder for A-dec-utstyr* (delenr. 85.0696.33).


Polstring



FORSIKTIGHET Ikke bruk husholdningsblekemiddel (natriumhypokloritt) eller andre produkter som inneholder klor, isopropylalkohol (større enn 25 volumprosent) eller hydrogenperoksid, for å rengjøre eller desinfisere polstringen. Det kan forårsake rask forringelse og skade produktet.

For å bevare kvaliteten på A-dec-polstringen din bruker du barrierepolstring i stedet for kjemikalier. Barrierer forlenger levetiden til polstringen betydelig og vil bidra til å bevare utseendet og den myke følelsen. For å rengjøre polstringen bruker du en løsning av mildt vaskemiddel og vann. Bruk overflatedesinfeksjonsmidler kun når barrierene er kompromittert eller det er synlige urenheter/sprut på polstringen. Se *Veiledning i aseptiske arbeidsmetoder for A-dec-utstyr* for mer informasjon.

Verktøy



Verktøyene for A-dec stolmonterte tilførselssystemer er plassert i den profilerte gulvboksen under stolen din. For å vedlikeholde disse verktøyene kan du se bruksanvisningen for systemet ditt. Hvis du har en konfigurasjon for kun stol, kan det hende du fortsatt har en gulvboks som skjuler strømledningen og stikkkontakten. For tilgang til denne løfter du dekselet opp og av gulvboksrammen.



FORSIKTIG Når du fjerner eller setter dekslene tilbake på plass, må du passe på at du ikke skader ledninger eller rør. Kontroller at dekslene er sikre etter at du har satt dem på plass.

Spesifikasjoner



Maksimal stolkapasitet

Pasientbelastning: 181 kg (400 pund)



VIKTIG Du finner elektriske spesifikasjoner, identifisering av symboler og andre forskriftsmessige krav i dokumentet *Juridisk informasjon, spesifikasjoner og garanti* (delenr. 86.0221.33) som finnes i dokumentbiblioteket på www.a-dec.com.



MERK Alle spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. Parametere kan variere avhengig av sted. Du kan få mer informasjon ved å kontakte den autoriserte A-dec-forhandleren.

Garanti

Garantiinformasjon er angitt i dokumentet *Juridisk informasjon, spesifikasjoner og garanti* (delenr. 86.0221.33), som er tilgjengelig i dokumentbiblioteket på www.a-dec.com.



 **A-dec hovedkontor**

2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132
USA
Tlf.: 1.800.547.1883 innen USA/CAN
Tlf.: +1.503.538.7478 utenfor USA/CAN
www.a-dec.com

A-dec Australia

Unit 8
5-9 Ricketty Street
Mascot, NSW 2020
Australia
Tlf.: 1.800.225.010 innenfor AUS
Tlf.: +61.(0).2.8332.4000 utenfor AUS

A-dec Kina

A-dec (Hangzhou) Dental Equipment Co., Ltd.
528 Shunfeng Road
Qianjiang Economic Development Zone
Hangzhou 311100, Zhejiang, Kina
Tlf.: 400.600.5434 i Kina
Tlf.: +86.571.89026088 utenfor Kina

A-dec Storbritannia

Austin House
11 Liberty Way
Nuneaton, Warwickshire CV11 6RZ
England
Tlf.: 0800.ADEC.UK (2332.85) i Storbritannia
Tlf.: +44.(0).24.7635.0901 utenfor Storbritannia



86.0546.33 Rev C
Utgivelsesdato 2023-08-01
Copyright 2023 A-dec Inc.
Med enerett.