

A-dec® 300 Pro
Behandlungsstuhl
und Arztelement



Alles, was Sie sich für Ihre Ausrüstung wünschen. Und mehr.

Mehr Funktionalität. Mehr Vielseitigkeit. Fortschrittlicheres Design. Wir haben mit einem modularen, kompakten Design begonnen und es noch weiter verbessert. Dank der Konnektivität von A-dec⁺, erweiterten Integrationsoptionen und der reaktionsschnellen, intuitiven Steuerung bietet der A-dec 300 Pro die erforderliche Leistungsfähigkeit für den heutigen Praxisalltag. Mit mehr Möglichkeiten für die Zukunft.



Abbildung mit Dynamic Screen 5 (DS5)-Touchscreen

Innovativ, nicht kompliziert.

Das A-dec 300 Pro vereint eine Reihe fortschrittlicher Funktionen mit zuverlässiger Leistungsfähigkeit in einem flexiblen und einfach zu bedienenden System, das sich an die Entwicklung Ihrer Praxis anpassen lässt. Sowohl die Ausstattung als auch die Technologie sind auf Vorhersehbarkeit und einfache Handhabung ausgelegt – denn Einfachheit ist etwas Schönes. Und ebenso das Vertrauen, das Sie bei jeder Behandlung eines Patienten spüren werden.

WEITERENTWICKELT

Erweiterte Funktionen sorgen für komfortableres und intuitiveres Arbeiten und unterstützen den Ausbau Ihrer fachlichen Kompetenzen.

VERBUNDEN

Eine softwarebasierte, aktualisierbare Plattform bringt neue Technologien, die Ihre Praxis zukunftssicher machen und beim Wachstum unterstützen.

ZUGÄNLICH

Durch die Nähe zum Patienten befindet sich alles in natürlicher Reichweite, wodurch Schmerzen und Belastungen verringert werden.

FLEXIBEL

Das System lässt sich an die aktuelle Arbeitsweise anpassen und bei Bedarf um weitere Funktionen erweitern.



WEITERENTWICKELT

Was wäre, wenn das Praktizieren nahezu mühelos wäre?

Warum härter arbeiten, wenn man intelligenter arbeiten kann? Das Praktizieren mit A-dec 300 Pro ist dank der Kombination fortschrittlicher Funktionen mit der bekannten Qualität und Zuverlässigkeit von A-dec einfach und reibungslos. Dies ist die Basis für Sorgenfreiheit. Mit der Gewissheit, dass Ihr Gerät die erwartete Leistung erbringt, können Sie sich voll und ganz auf den Patienten konzentrieren.



Mit neuem Selbstvertrauen die Kontrolle übernehmen.

Ein wesentliches Merkmal des 300 Pro Arztelement ist der Dynamic Screen 5 (DS5), ein interaktiver Touchscreen mit intuitiver Bedienung, als hätten Sie Ihr Smartphone im Behandlungsraum. Mit einem gut ablesbaren 127-mm-Glasbildschirm (5-Zoll)-Glasbildschirm zeigt der DS5 nur die Informationen an, die Sie für die jeweilige Behandlung benötigen. Und da es automatisch mit der A-dec+ Softwareplattform verbunden ist, ist kein Gateway-Gerät erforderlich, um dauerhaft Zugang zu den neuesten Technologien zu haben.

REAKTIONSSCHNELLER TOUCHSCREEN

Die Navigation über die schlagfeste, leicht zu reinigende Glasoberfläche erfolgt präzise über Scrollfunktionen, auch beim Tragen von Handschuhen.

SYMBOLE FÜR POSITIONEN DES BEHANDLUNGSTUHL

Auf dem Bildschirm angezeigte Symbole stellen die tatsächliche Position des Behandlungsstuhls dar, sodass Sie Ihre Patienten sicher neu positionieren können.

TIMER FÜR KLINISCHE VERFAHREN

Individuell anpassbare Timer in Ihrem Blickfeld sorgen für maximale Aufmerksamkeit bei zeitkritischen Verfahren.



BEFEHLSBESTÄTIGUNG

Visuelle und akustische Signale bestätigen Ihre Eingaben und Anforderungen während der Behandlung.

BENUTZERDEFINIERTERE VOREINSTELLUNGEN

Programmieren und speichern Sie Ihre bevorzugten Einstellungen für Behandlungsstuhl, Lampe und klinische Geräte mit nur einem Tastendruck.

NACHRICHTENÜBERMITTLUNG AUF DEM BILDSCHIRM

Die nahtlose und diskrete Verbindung erlaubt eine direkte Kommunikation zwischen den Behandlungsräumen, ohne den Behandlungsablauf zu stören.

Bildschirme werden in der ausgewählten Sprache angezeigt.

VERBUNDEN

Willkommen in der Praxis der Zukunft.

Mit A-dec+ optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe, halten Ihre A-dec 300 Pro-Geräte auf dem neuesten Stand und erhalten wertvolle Informationen für eine effizientere Praxisführung. Und das ist nur der Anfang.

Die A-dec+ Softwareplattform bietet Ihnen ein bislang unerreichtes Maß an Konnektivität. Sobald Sie sich in der A-dec+ App registriert haben, werden neue Produktfunktionen und -verbesserungen über Softwareaktualisierungen zur Verfügung gestellt. So halten Sie Ihre A-dec Geräte – und Ihre Praxis – mit nur einem Klick auf dem neuesten Stand.



Behandlungsraum 2
ist für Sie bereit.

Ihr Patient
ist angekommen.

Ihr Patient
ist angekommen.

Die Meldungen werden in der von Ihnen gewählten Sprache angezeigt.

Individuell anpassbar und synchronisiert

Das DS5-Touchpad kann einfach individuell angepasst werden und erleichtert das Übertragen Ihrer Einstellungen. Einmal eingegebene Voreinstellungen werden automatisch in allen Behandlungsräumen übernommen – auch zwischen Praxen – und gewährleisten eine konsistente, vorhersehbare Anwendung.

Einstellungen für mehrere Benutzer


Einstellungen für mehrere Benutzer ermöglichen jedem Arzt, seine Einstellungen in einem persönlichen Benutzerprofil auf dem DS5 zu speichern. Beim Betreten eines Behandlungsraums müssen keine Anpassungen vorgenommen oder Vermutungen angestellt werden. Mit nur einem Knopfdruck stehen alle angeschlossenen A-dec Geräte sofort im bevorzugten Arbeitsmodus bereit.

Immer auf dem neuesten Stand

Da Technologien immer intelligenter werden, liefert die A-dec+ Konnektivität die digitale Grundlage, um neue Funktionen problemlos einzubinden und wachsende Anforderungen zu bewältigen. Ihr A-dec 300 Pro System kann mit Ihrer Praxis mitwachsen und sich an neue Integrationen anpassen.

Neuigkeiten entdecken

a-dec.com/a-dec-plus



Laden Sie die A-dec+ App im Apple App Store oder bei Google Play herunter.

Vernetzen Sie Ihr Team

Die Integration eines A-dec Gateways und des Control Pad 5i (CP5i) in jedem Behandlungsraum stellt sicher, dass Kollegen, Assistenten und Dentalhygieniker die gleiche, konsistente A-dec+ Erfahrung haben – für effiziente Abläufe und eine optimierte Praxis.

Die A-dec+ Konnektivität ist auf dem DS5 aktiviert und über das Gateway für das CP5i verfügbar.



VERBUNDEN

Neue Möglichkeiten, unbegrenzt Potenzial.

Bieten Sie Ihren Patienten einen ganzheitlicheren Ansatz in Bezug auf ihre Mundgesundheit, indem Sie Ihre Behandlung mit Endodontie erweitern. Das A-dec 300 Pro System ist kompatibel mit einem Apex Locator, der in Dentsply Sirona Midwest-Handstücke und -Motoren integriert ist, und ermöglicht so Echtzeitmessungen.

Alle Apex-Daten, Feilvisualisierungen und Echtzeitdaten sind auf einem einzigen, intuitiven Touchscreen vereint. Die multifunktionale Fußbedienung fühlt sich natürlich und intuitiv an. Und weniger Geräte und exponierte Oberflächen bedeuten einen schnelleren Durchsatz zwischen den Patienten. So können Sie sich auf die Behandlung konzentrieren, nicht auf die Reinigung.



Erweiterte Endodontie auf Knopfdruck.

Erleben Sie jederzeit präzises Drehmoment und Geschwindigkeit dank automatischer Kalibrierung, die dafür sorgt, dass Ihre handstückbetriebenen Instrumente stets ihre optimale Leistung erbringen. Die umfangreiche Dentsply Sirona-Feilenbibliothek optimiert Ihre Einrichtung mit vordefinierten Motoreinstellungen für jede Feile im Arbeitsablauf. Wählen Sie einfach eine Feile aus und beginnen Sie direkt mit der Arbeit unter Verwendung der empfohlenen Einstellungen.

Diese vollständig integrierte Lösung:

- » Unterstützt Apex-Messungen sowohl mit manuellen Handfeilen als auch mit dem Motor/Handstück – wechseln Sie nahtlos zwischen beiden, ohne Ablenkungen.
- » Ermöglicht Ihnen die Steuerung des Motorverhaltens (automatischer Stopp oder automatischer Vorwärtsbetrieb) in einer vordefinierten Tiefenposition.
- » Gibt während des Eingriffs akustische und visuelle Rückmeldungen in Echtzeit.
- » Bietet Ihnen die Freiheit, Bibliotheksdateien nach Ihren Wünschen anzupassen und Ihre benutzerdefinierten Workflows zu speichern.



Der integrierte Midwest Apex Locator ermittelt präzise die Feilenposition relativ zur Wurzelspitze und zeigt sie während der Behandlung übersichtlich auf dem DS5-Touchscreen an.

Zugriff auf WaveOne®- und Reciproc®-Technologie

Nutzen Sie die Vorteile der vertrauenswürdigsten Feilentechnologien von Dentsply Sirona, die nahtlos in Ihren täglichen Workflow integriert sind. Intelligente, voreingestellte reziproke Systeme und der integrierte Apex Locator machen Schluss mit dem Rätselraten für sicherere, schnellere und planbarere Wurzelkanalbehandlungen und mehr Sicherheit bei der Behandlung.



ZUGÄNGLICH

Fühlen Sie sich so wohl wie Ihre Patienten.

Ergonomie ist bei A-dec mehr als nur ein Schlagwort, denn wir gestalten Geräte so, dass Sie und Ihr Team während Ihrer gesamten beruflichen Laufbahn mit dem Komfort arbeiten können, den Sie und Ihr Team verdienen.

Mit dem A-dec 300 Pro können Sie alles, was Sie benötigen, einfach in Reichweite positionieren. Bei der patientennahen Arbeit nehmen eine gesunde Haltung ein, haben eine klare Sicht und können alle Instrumente schnell erreichen. Dies verleiht Ihnen ein gutes Gefühl.





Entwickelt für eine gesunde Körperhaltung.

Mit den Knien unter der ultradünnen und flexiblen Rückenlehne des A-dec 300 Stuhls können Sie näher und komfortabler in der Mundhöhle arbeiten. Die gleitende Kopfstütze mit Doppelgelenk sorgt für optimale Sicht und Zugang, während der A-dec-Arbeitsstuhl Ihre Hüfte in eine ergonomisch richtige Position bringt. Beides hilft Ihnen dabei, eine gute Körperhaltung beizubehalten, die Ihre Sitzhaltung, Gesundheit und Produktivität unterstützt.

Weitere Gründe, sich für Continental® zu entscheiden.

Mit den längeren und flexiblen Schwingbügel reduziert unser Continental Arztelement das Gewicht und den Rückzug des Schlauchs – und dank des größeren Bewegungsbereichs erhalten Sie einen hervorragenden Zugang zur Mundhöhle bei gleichzeitig minimaler Justierung des Arztelements. Die Schwingbügel ziehen sich automatisch zurück und sorgen so für einen unterbrechungsfreien Arbeitsablauf.

Für Patienten entwickelt.

Armlehnen mit zwei Positionseinstellungen erleichtern den Ein- und Ausstieg aus dem A-dec 300 Behandlungsstuhl. Die hydraulische Hebevorrichtung sorgt für eine sanfte und leise Bewegung und damit für ein entspanntes Erlebnis. Formgerechte Oberflächen des Behandlungsstuhls mit Druckverteilung in Kombination mit einer breiten Nacken- und Schulterstütze sorgen dafür, dass Ihre Patienten bequem liegen.

FLEXIBEL

Heute passend. Morgen flexibel.

Der Name sagt alles. Das A-dec 300 Pro ist ein einfach individuell anpassbares System, bei dem Sie die Funktionen auswählen können, die Sie für Ihre Praxis benötigen. Holen Sie sich die Konfiguration, die heute zu Ihrer Praxis passt, mit der Möglichkeit und Flexibilität, diese für Ihre zukünftigen Anforderungen aufzurüsten. A-dec 300 Pro ist ein System, das wirklich mit Ihrer Praxis mitwachsen kann. So haben Sie die Gewissheit, die richtige Entscheidung zu treffen.



Handstück-Updates sind immer eine Option.

Der A-dec 300 Pro ist mit Handstücken einer Vielzahl von Dentalherstellern sowie unseren eigenen A-dec Elektromotoren kompatibel. Wenn sich die Ziele Ihrer Praxis weiterentwickeln, unterstützen A-dec+ Software-Updates die Erweiterung Ihrer Handstück- und klinischen Geräteoptionen. Maximieren Sie Ihre Investition und minimieren Sie gleichzeitig Unterbrechungen.

Konfigurationen passend für Ihre Arbeitsweise.

Bringen Sie Ihre Handstücke und Geräte genau dort an, wo Sie sie haben wollen. A-dec 300 Pro Arztelemente können an der Vorderseite des Behandlungsstuhls, seitlich an der Schrankzeile, an der Zusatzkonsole oder an der Wand befestigt werden. Für eine ultimative Flexibilität können Sie das Arztelement und/oder eine A-dec LED-Lampe oder einen Monitorhalter an der gleichen Befestigungsstelle kombinieren. Ein verstellbarer Tray-Halter bietet eine leicht zu positionierende Abstellfläche für Trays und Wannen.

Perfekt auf Ihre Patienten abgestimmt.

Mit seiner kompakten, optimierten Ausführung ist der A-dec 300 Behandlungsstuhl eine großartige Option für kleinere Behandlungsräume. Da er für eine Vielzahl von Patienten geeignet ist – von Kindern bis hin zu Erwachsenen – müssen keine Kompromisse hinsichtlich des Komforts der Patienten eingegangen werden. Oder Ihres Komforts.


Radius® ist ein anderes Wort für Vielseitigkeit.

Ob Rechts- oder Linkshänder, mit dem beidhändigen Design, das sich mühelos umschalten lässt, sind Sie bestens gerüstet. Unsere Radius-Befestigung dreht sich um die Vorderseite des Behandlungsstuhls und sorgt dafür, dass Handstücke und klinische Geräte in Ihrer natürlichen Reichweite bleiben und die Patientenversorgung ohne Unterbrechungen erfolgen kann.



Passen Sie es an Ihre Anforderungen an.


Bei so vielen Möglichkeiten ist es einfach, das A-dec 300 Pro System passend für Ihre Arbeitsweise zu konfigurieren. Sie können sogar ausgewählte A-dec 400 und A-dec 500 Produkte hinzufügen. Sprechen Sie mit Ihrem autorisierten A-dec-Vertreter, um die Möglichkeiten zu erkunden.



Polsterung und Armstützen



Planen Sie Ihren idealen Behandlungsraum mit unserem „Dream in 3D“-Tool.





Assistenzarm



Arztelemente



Bedienfelder (CP5, CP5i, DS5)



Speibecken und Zusatzkonsole




OP-Lampen



Monitorbefestigungen

Farben für geformte Polsterung




sky blue

indigo



sapphire

amethyst




lemongrass

hazelnut



driftwood


tawny



carbon

black

Farben für genähte Modelle



sky

riviera

st. john

pacific

bayou

diplomat blue



cyan

parrot

arugula

poseidon

lapis

plum



sassy

apricot

fuchsia

vivid punch

red

curry



almond


chamois

pecan

papyrus

sable

cave



arctic

timberwolf

granite

charcoal

schooner

ebony

Fordern Sie Muster an und entdecken Sie die neuesten Farben.
Die tatsächlichen Farben können abweichen.



Technische Daten

A-dec 311-Behandlungsstuhl

Höhenbereich	349 mm bis 800 mm (13,75 Zoll bis 31,5 Zoll); Tiefstpunkt von 375 mm (14,75 Zoll) mit Doppelbefestigung
Dünne flexible Rückenlehne	32 mm (1,25 Zoll), geformt
Antriebssystem	Hybridantrieb (elektromechanisches Kippen, hydraulischer Sockel)
Stoppeschalter für Rückenlehne und Sockel	Ja, beendet die Bewegung nach unten, wenn Widerstand festgestellt wird.
Kopfstütze	Doppelgelenk und verschiebbar (mit Knopf)
Integrierte 300-Watt-Stromversorgung	Ja
Fußschalter	Optional
Befestigungsmöglichkeiten	Freischwebend – 5-cm-Säulenbefestigung (2 Zoll) oder Radius (Einzel- oder Doppelbefestigung)
Polsteroptionen	Genäht oder geformt

Arztelemente

	A-dec 300 Pro Continental	A-dec 300 Pro Traditional
Steuerblock	Standard 3 Positionen Standard 4 Positionen mit CP5i und DS5 Optional 4 Positionen mit CP5	Standard 3 Positionen Standard 4 Positionen mit CP5i und DS5 Optional 4 Positionen mit CP5
Links/rechts Schwenkbarkeit	Ja, bei Radius-Befestigung	Ja, bei Radius-Befestigung
Positionen des Handstückhalters	4	4
Bremsgriff(e)	1 Standard, 2. optional	1 Standard, 2. optional
Optionen der Benutzeroberfläche	CP5 oder CP5i oder DS5	CP5 oder CP5i oder DS5
Intraorale Lichtquelle mit QuadVolt	Standard mit DS5	Standard mit DS5
Fußbedienung	Standard Tretscheibe mit Nass/Trocken-Funktion Optionaler Spanbläser oder Fußhebelschalter mit CP5 Standard Spanbläser oder Fußhebelschalter mit CP5i und DS5	Standard Tretscheibe mit Nass/Trocken-Funktion Optionaler Spanbläser oder Fußhebelschalter mit CP5 Standard Spanbläser oder Fußhebelschalter mit CP5i und DS5
Armsystem	Ausbalancierter Flexarm mit Luftbremse A-dec 333pro – Radius-Befestigung A-dec 335pro – Wassereinheit -Befestigung	Ausbalancierter Flexarm mit Luftbremse A-dec 332pro – Radius-Befestigung A-dec 334pro – Wassereinheit-Befestigung Manuelle Höhenanpassung A-dec 336pro – Radius-Befestigung Ausbalancierter Flexarm ohne Luftbremse A-dec 342pro – seitlich an der Schrankzeile befestigtes Arztelement
Integrierter Speichelzieher	NICHT ZUTR.	Optional bei A-dec 336pro

Reliable Creative Solutions

FOR DENTAL PROFESSIONALS WORLDWIDE



MEHR ALS EINE GARANTIE. EINE VERPFLICHTUNG.

Bei A-dec konzentrieren wir uns darauf, die Zahnmedizin besser zu machen – dazu gehört ein hervorragender Kundenservice zusammen mit hervorragenden Dentalprodukten. Für Ihre A-dec-Behandlungseinheiten gilt eine zehnjährige Garantie und ein lebenslanger Kundensupport. Wir sind heute, morgen und in der Zukunft für Sie da. Das ist unsere Verpflichtung Ihnen gegenüber.

Ausführliche Informationen, einschließlich der Ausschlüsse, finden Sie unter:
a-dec.com/legal/warranty

Die abgebildeten Farben und Produkte können abweichen und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Wenden Sie sich an Ihren autorisierten A-dec-Vertragshändler, um die neuesten Produktinformationen zu erhalten. Alle Marken in diesem Dokument sind markenrechtlich zugunsten von A-dec, seinen verbundenen Unternehmen und deren gemeinsamen Lieferanten in den USA und anderen Ländern geschützt.


©2026 A-dec Inc. Alle Rechte vorbehalten. 85.1054.03/BB/750/4-26/Rev B





Fernverwaltung über die A-dec+ Mobile App

Laden Sie die A-dec+ App im App Store oder bei Google Play herunter, und registrieren Sie A-dec-Geräte über Ihr Apple® oder Android™ Gerät.


a-dec.com/plus

 @A-decDental

 @A-decDental

 @A-dec Inc.

 @AdecDental

 @A-dec Inc.

A-dec-Hauptniederlassung

2601 Crestview Drive
Newberg, OR 97132 USA

Tel.: 1 800 547 1883 innerhalb der USA/Kanada

Tel.: +1 503 538 7478 außerhalb der USA/Kanada

a-dec.com

Andere Standorte

A-dec Nashville Experience Centre

A-dec Australien

A-dec Großbritannien

