


Zones de performance

Tabourets A-dec 500



Zones de performance uniques

Le système d'assise dynamique du tabouret A-dec 500 intègre une armature flexible et profilée. Constitué de quatre zones de performance, il garantit un bon afflux sanguin vers les jambes tout en soutenant les vertèbres lombaires pour une position saine du buste tout au long de la journée.

Zone 1 | Ressorts flexibles de l'assise

En plus de garantir un soutien vertical pour l'ischion, les ressorts flexibles s'adaptent à la morphologie de votre corps, et suivent ses mouvements et changements de position tout au long de la journée. Une mousse veloutée et une garniture souple offrent un niveau de confort et de flexibilité sans précédent.

Zone 2 | Soutien ferme

La plupart des fauteuils sont dotés d'une structure rigide qui bloque la circulation sanguine vers les jambes et les pieds. La zone 2 est conçue pour apporter un soutien ferme tout en douceur afin de renforcer le confort sans réduire l'afflux sanguin.

Zone 3 | Renfort pour éviter les chutes

Si les hanches sont dans une position plus élevée que les genoux et que le bassin est incliné vers l'avant, la région lombaire adopte une posture saine et équilibrée. Ce renfort à l'avant vous évite de glisser lors de votre travail.

Zone 4 | Bord extérieur structurel

Trois isolateurs et deux surfaces coulissantes relient la couche intermédiaire à la couche inférieure du système d'assise dynamique. Ils offrent ainsi un soutien adéquat des tissus mous pour garantir un confort optimal tout au long de la journée et réduire les douleurs névralgiques.

a dec
reliablecreativesolutions™

©2015 A-dec Inc. Tous droits réservés.
85.0780.01 Rev. A