

A-dec® 丰富选择

哪种解决方案适合您？



a dec®

A-dec总有一款产品适合您。

数十年来, A-dec与牙科同仁协作, 确保设备的设计符合您的工作方式。虽然您可能不会把一张使用20年的治疗椅放在牙科手术室, 但请放心, A-dec设备代代相传的情况并不少见。无论选择哪款治疗椅都尽可放心, 因为您知道, 我们制造的设备就像我们的声誉一样值得信任。事实也是如此。



A-dec 500® 最佳操作。灵活的集成。智能操控。A-dec 500完美设计和智能操控, 为牙科手术室营造安心可靠的氛围, 也为患者带来了卓越的舒适性。



A-dec 400® 时尚的设计风格, 为患者提供舒适的就诊体验, 稳定可靠的性能使牙科团队在治疗过程中无拘无束。



A-dec 300® 设计新颖、结构简洁。A-dec 300集设计稳固、操作便利和维护无忧三大优点于一身。



A-dec 200® A-dec全系列产品的一员, 舒适度升级, 更方便您进行治疗操作, 物超所值。

治疗椅	A-dec 500	A-dec 400	A-dec 300	A-dec 200
液压驱动超平缓启动/停止	•			(无平缓启动/停止功能)
混合驱动(液压底座/电动椅背)		•	•	
旋转(从中间向两侧各30°)	•	•		
用于增加患者舒适度的虚拟枢轴	•	•	•	
轻薄椅背(32毫米)	•	•	•	
双关节、可滑动的头枕	释放柄	锁定旋钮或释放柄	锁定旋钮	锁定旋钮(无滑动)
多档位扶手设置	2	2	2	2
治疗椅最低位置	343毫米	349毫米	349毫米	381毫米
治疗椅最高位置	800毫米*	800毫米	800毫米	737毫米
内置300瓦电源	•	•	•	•
负载额定值	227千克	181千克	181千克	181千克
缝制皮垫或无缝皮垫(任选其一)	•	•	•	仅无缝
牙科治疗台				
牙科治疗台	A-dec 500	A-dec 300	A-dec 300	A-dec 300、A-dec 200
4档位控制阀	标配	可选配	可选配	标配
3档位控制阀	—	标配	标配	—
挂架位	6	5	5	5
临床设备集成	5	2	2	是
超级豪华触控板	•			
可编程的标准或豪华触控板(任选其一)		•	•	•
支撑中心	A-dec 400	A-dec 400、A-dec 300	A-dec 400、A-dec 300	A-dec 200
独立供水系统(带快速断开装置的2升水瓶)	•	•	•	(不含快速断开装置)
适用于汞合金分离器	•	•	•	•
痰盂旋转装置	•	(不在固定玻璃痰盂上)	(不在固定玻璃痰盂上)	•
可编程的口杯注水和痰盂冲水定时功能	•	•	•	•
牙科手术灯	A-dec 500 LED口腔灯	A-dec 500 LED口腔灯 A-dec 300 LED口腔灯	A-dec 500 LED口腔灯 A-dec 300 LED口腔灯	A-dec 200、 A-dec 500 LED口腔灯 A-dec 300 LED口腔灯

*使用最大上限。出厂设置上限为737毫米。



A-dec全球化

通过A-dec, 您将获得有助于您牙科生涯的合作伙伴。我们的总部设在美国俄勒冈州纽伯格, 由总部向全球办事处以及遍布全世界100多个国家/地区的授权经销商网络提供支持。

发现A-dec的与众不同之处。访问a-dec.com/TheDifference, 查看A-dec解决方案背后的每个细节如何确保投资的可靠与持久。



A-dec总部

2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132 美国
电话: +1.800.547.1883 (美国/
加拿大境内)
电话: +1.503.538.7478 (美国/
加拿大境外)
传真: +1.503.538.0276
a-dec.com

A-dec澳大利亚

电话: +1.800.225.010 (澳大利亚境内)
电话: +61.(0)2.8332.4000 (澳大利亚境外)

A-dec中国

电话: 400.600.5434 (中国境内)
电话: +86.571.89026088 (中国境外)

A-dec英国

电话: 0800.233285 (英国境内)
电话: +44.(0).24.7635.0901 (英国境外)



某些触控板符号标识属于A-dec Inc.公司之专有财产。严格禁止在未获得A-dec Inc.公司明确书面许可的情形下使用全部或部分此类符号标识。

所示的颜色和产品可能会与实际材料稍有不同;并可随时更改,恕不另行通知。请与A-dec 授权经销商联系,以便亲眼察看实际的样品颜色,并了解产品的最新信息。

©2022 A-dec Inc.保留所有权利。
85.0394.06/E-only/11-21(2-22)/RevC2