

Arbeitsstühle

A-dec® Arbeitsstühle

Sitzlösungen für höchste
Leistungsansprüche



a-dec®

A-dec 500 Performance Arbeitsstühle.

Ultimativer Komfort für das Zahnarztteam

Nur wenn Sie selbst komfortabel arbeiten können, sind Sie auch in der Lage, Ihre Patienten optimal zu betreuen. Jetzt wird genau das durch eine einzigartige ergonomische Sitzlösung möglich: den A-dec 500.

Der innovative A-dec 500 Arbeitsstuhl ist das Ergebnis jahrelanger Forschung und wurde so konzipiert, dass Sie sich optimal fühlen, um dadurch eine optimale Leistung zu erbringen.






A-dec 521 Zahnarzt-Arbeitsstuhl

A-dec 522 Assistenten-Arbeitsstuhl

Arbeitsstühle, die eine gesunde Körperhaltung unterstützen.

Die A-dec 500 Arbeitsstühle wurden so gestaltet, dass sie sich an Ihren Körper anpassen und sich mit ihm bewegen. Nehmen wir z. B. den dynamischen Sitz. Alles an ihm – von seinem Rahmen bis hin zu den flexiblen, sich an den Körper anpassenden Materialien – wurde nur zu einem Zweck konzipiert: Komfort und Unterstützung. Leicht zugängliche Handgriffe vervollständigen die Anpassungsmöglichkeiten: Mit ihnen können Sie den Arbeitsstuhl so einstellen, dass Sie den ganzen Tag über eine ergonomisch gesunde Körperhaltung behalten.

Gesunde Sitzhaltung



Herkömmlicher Sitz

Dynamischer Sitz

Unsere Antwort auf Ihre ergonomischen Sitzbedürfnisse beginnen damit, dass Sie durch die richtige Stuhleinstellung die schädliche C-Haltung der Wirbelsäule vermeiden. Die gesunde Sitzhaltung wird auch als „athletische Haltung“ bezeichnet. Wenn Ihre Hüfte beim Sitzen über den Knien liegt und die Rückenlehne tief positioniert und etwas nach vorn geneigt ist, kann Ihre Wirbelsäule eine gesunde S-Form beibehalten. Der dynamische Sitz ermöglicht Ihnen sowohl Komfort als auch bessere Arbeitsmöglichkeiten.

Vier Einstellmöglichkeiten



Sitzneigung

Sitzhöhe

Rückenlehnenneigung

Rückenlehnenhöhe

Die korrekte Körperhaltung vermindert die Belastung von Gelenken und Wirbelsäule und sorgt für eine bessere Durchblutung von Füßen und Beinen. Die A-dec 500 Arbeitsstühle verfügen über verständlich gekennzeichnete Handgriffe, mit denen stufenweise individuelle Einstellungen über den ganzen Tag hinweg ermöglicht werden – was besonders bei mehreren Benutzern wichtig ist.

Dynamisches Sitzsystem



Drei Schichten aus flexiblem Sitzmaterial passen sich an jede Verlagerung und Bewegung des Körpers an:

- 1. Schaumstoffpolster** (oberste Schicht) – bildet die abdeckende Komfortschicht.
- 2. Comfort-Flex-Armatur** (mittlere Schicht) – Schafft eine sich an den Körper anpassende Oberfläche, die auf vier Performance-Zonen beruht.
- 3. Flexibler Rahmen** (Basis) – Unterstützt größere Bewegungen.

A-dec 500 Arbeitsstühle

Dynamische Stütze

Unsere funktionsreichen A-dec 500 Arbeitsstühle verfügen über ein dynamisches Sitzsystem mit einzigartigen Performance-Zonen, die sich an die Form des Körpers anpassen. Gemeinsam wirken diese Performance-Zonen als sichere Stütze bei jeder Verlagerung, Beugung und während den einzelnen Arbeitsschritten. Andere Merkmale, wie die formgerechte Rückenlehne, bieten der Wirbelsäule ultimativen Komfort. Mit den ergonomischen Sitzlösungen von A-dec können Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit der wichtigsten Sache widmen – Ihren Patienten.

	Zahnarzt-Arbeitsstuhl A-dec 521	Assistenten- Arbeitsstuhl A-dec 522
Dynamisches Sitzsystem	•	•
Flüsterleise Laufrollen	•	•
Formgerechte Rückenlehne	•	optional
Sitzneigungseinstellung.	•	nur mit optionaler Rückenlehne
Schwenkbare Armlehnen	optional	
Höhenverstellbarer Fußauflagering		•
Fußstütze		optional



A-dec 521
Zahnarzt-Arbeitsstuhl



Flüsterleise Laufrollen
Das Design sorgt für sanfte und ultraleise Bewegungen auf Teppich- und Hartböden.



Einstellhebel
Leicht zugängliche und gekennzeichnete Handgriffe ermöglichen schnelles Verstellen und einfaches Reinigen.




Höhenverstellbare Rückenlehne
Per Drucktaste kann die Lehnenhöhe ganz einfach mit nur einer Hand verstellt werden.

A-dec 521 Zahnarzt-Arbeitsstuhl Finden Sie die richtige Höhe

Zur Auswahl der richtigen Stuhlhöhe messen Sie von der Hüfte bis zu den Füßen.

Mehr als 86,36 cm (34 Zoll) – Zylindergröße: Groß
Weniger als 86,36 cm (34 Zoll) – Zylindergröße: Klein



A-dec 522 Assistenten-Arbeitsstuhl mit optionaler Fußstütze und Rückenlehne



A-dec 521 Zahnarzt-Arbeitsstuhl mit optionalen schwenkbaren Armlehnen



Optionale Fußstütze

Ersetzt den Fußauflagering, sorgt für eine bessere Gewichtsverteilung von der Sitzfläche zu den Füßen und unterstützt die „athletische Haltung“.

A-dec 500 Arbeitsstühle Optionen und Zubehör

Optionale schwenkbare Armlehnen

Mehr Halt und Mobilität durch drei Einstellmöglichkeiten: Breite, Höhe und Drehung.

- Auflegen der Arme beim Arbeiten in der Mundhöhle
- Problemloses Wegschwenken der Armlehnen
- Einstellen der Armlehnenhöhe



A-dec 400 Arbeitsstühle

Legendäre Strapazierfähigkeit

Sie verdienen einen Sitzkomfort, der auch über lange Zeit unverändert bleibt. Bereits seit Jahren tragen unsere strapazierfähigen Sitzlösungen dazu bei, dass Zahnärzte und Assistenten in einer gesunden Position sitzen. Merkmale wie die anatomisch geformte Rückenlehne, die verstellbare Rückenlehne, abgerundete Sitzkanten und eine ergonomische Neigung vermindern den Druck auf die Bandscheiben und Muskelschmerzen.

Wählen Sie zwischen genähter und nahtloser Polsterung und einer umfangreichen Farbpalette, die bestimmt auch in Ihre Praxis passt. Investieren Sie bei Ihrer nächsten Sitzlösung in A-dec – denn wir sind hier, um Sie zu unterstützen.

	A-dec 421 Zahnarzt- Arbeitsstuhl	A-dec 422 Assistenten- Arbeitsstuhl
Formgerechte Rückenlehne	•	
Formgerechter Sitz	•	•
Ergonomische Neigung	•	
Einstellbare Rückenlehne		•
Leicht zugängliche Einstellhebel	•	•
Höhenverstellbarer Fußauflagering		•

Hinweis: Die A-dec 400 Arbeitsstühle verfügen nicht über das dynamische Sitzsystem, das bei Arbeitsstühlen der Baureihe 500 Standard ist.

**A-dec 422
Assistenten-Arbeitsstuhl**


**A-dec 421
Zahnarzt-Arbeitsstuhl**



A-dec 421 Zahnarzt- Arbeitsstuhl Finden Sie die richtige Höhe

Zur Auswahl der richtigen Stuhlhöhe messen Sie von der Hüfte bis zu den Füßen.

Mehr als 81,28 cm (32 Zoll) –
Zylindergröße: Groß
Weniger als 81,28 cm (32 Zoll) –
Zylindergröße: Klein



Polsterungs- und Farboptionen

Mut zur Farbe

Wählen Sie eine Farbe, die Ihre Persönlichkeit unterstreicht. Beim A-dec 421 und A-dec 422 stehen Ihnen zahlreiche Farben in nahtloser und genähter Polsterung zur Auswahl. Beim A-dec 521 und A-dec 522 sind komplett genähte Optionen erhältlich.


Genähte Polsterung *(erhältlich für A-dec 500 und A-dec 400 Arbeitsstühle)*



Nahtlose Polsterung *(erhältlich für A-dec 400 Arbeitsstühle)*




Bestellen Sie Ihre Muster auf a-dec.com/Color



Die tatsächlichen Farben können von der Abbildung abweichen. Farbmuster und aktuelle Produktinformationen erhalten Sie von Ihrem A-dec-Vertragshändler.

Reliable Creative Solutions

FOR DENTAL PROFESSIONALS WORLDWIDE



MEHR ALS EINE GARANTIE. EINE VERPFLICHTUNG.

Bei A-dec konzentrieren wir uns darauf, die Zahnmedizin besser zu machen – dazu gehört ein hervorragender Kundenservice zusammen mit hervorragenden Dentalprodukten. Für Ihre A-dec-Operationsausrüstung gilt eine zehnjährige Garantie und ein lebenslanger Kundensupport. Wir sind heute, morgen und übermorgen für Sie da. Das ist unsere Verpflichtung Ihnen gegenüber.

Ausführliche Informationen, einschließlich Ausschlüsse, finden Sie unter:
a-dec.com/legal/warranty

Die Farben und Produkte in dieser Broschüre können von den tatsächlichen Materialien abweichen und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Exakte Farbmuster und aktuellste Produktinformationen erhalten Sie von Ihrem A-dec-Vertragshändler.

©2025 A-dec Inc. Alle Rechte vorbehalten. 85.6072.03/PP/250/2-25/Rev C

A-dec Hauptniederlassung

2601 Crestview Drive

Newberg, Oregon 97132 USA

TELEFON: +1 800 547 1883 innerhalb der USA/Kanada

TELEFON: +1 503 538 7478 außerhalb der USA/Kanada

a-dec.com

A-dec Australien

TELEFON: +1 800 225 010 innerhalb von Australien

TELEFON: +61 (0)2 8332 4000 außerhalb von Australien

A-dec Großbritannien

TELEFON: 0800 233285 innerhalb von GB

TELEFON: +44 (0) 24 7635 0901 außerhalb von GB

