

A-dec ICX[®]

净水片



用于 0.7 升水瓶



用于 2 升水瓶

便利的单片式分装，免除测量、混合及其他繁冗步骤
可用于 0.7 升和 2 升水瓶

便捷 有效 实惠

A-dec ICX 净水片提供一种独特和有效的方法来保持牙椅水路的清洁，而且非常容易使用。ICX 泡腾片使用方便，无需测量或混合。* 只需在每次向独立供水瓶中注水之前加入一片即可。随着片剂的溶解，其成分将溶解到水中，有助于保持低于或等于每毫升 10 菌落形成单位 (CFU)，从而防止污秽异味细菌的累积。每次使用时，ICX 会在系统中持续起效，保护水路免受进一步污染，并减少频繁消毒的需求。并且，由于水中的药物成分含量很低，因此 ICX 不会损害您的设备。

ICX 供您安心使用，从此拥有便捷高效，且对设备安全的水路维护方案。

* 与所有的水路维护规程一样，必须坚持按照厂家建议的方法使用，才能获得良好的效果。



ICX 净水片

a dec[®]
reliablecreativesolutions

A-dec ICX

便利:

- 特制泡腾片
- 简便的单剂量包装; 只需在每次向独立水瓶中注水之前加入一片即可

有效的持续保护:

- 保持牙椅水路中的微生物不超过 10 CFU/ml
- 清除污秽异味
- 减少沉淀形成
- 在水路系统中持续作用; 提供一个预防性和主动 (与被动相比) 的解决方案
- 当设备未在使用时, 该净水片还具有保护水路的剩余效力 (最长可持续两周)
- 过夜无需排空水路
- EPA (美国环境保护署) 注册产品
- ICX 同行评审研究:*
 - 临床牙科杂志
 - JCD 2004, 第十五卷, 第一期, 第 17-21 页
 - 美国牙科协会杂志
 - JADA 2004 年 6 月, 第 135 卷, 第 799-805 页

产品的定价和供应
请咨询A-dec
授权经销商

分销、包装和使用:

- 通过 A-dec 的全球授权经销商网络独家分销
- 片剂适用于两种容量的水瓶: 0.7 升和 2 升
- 独立铝箔纸包装, 每盒包装 50 片
- 具有成本效益; 较低的年度费用
- 单个诊室的大致使用量 (按照每个月 16 天工作日, 2 升供水瓶每天使用一片, 0.7 升供水瓶每天使用 1.5 片的用量来计算):
 - 0.7 升的片剂, 每盒 50 片, 可用 2 个月
 - 2 升的片剂, 每盒 50 片, 可用 3 个月

安全性:**

- 不会腐蚀牙科设备
- 无异味或味道
- 包含三种主要活性成分: 过碳酸钠、硝酸银和阳离子表面活性剂

粘接:

- 兼容口腔修复材料; 不影响粘接强度
- 牙本质粘接临床研究:*
 - 临床牙科杂志
 - JCD 2004, 第十五卷, 第一期, 第 28-32 页



A-dec 总部

2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132
美国

电话: 1.800.547.1883 (美国/加拿大境内)
电话: 1.503.538.7478 (美国/加拿大境外)
传真: 1.503.538.0276
a-dec.com

A-dec 澳大利亚

电话: 1.800.225.010 (澳大利亚境内)
电话: +61.(0)2.8332.4000 (澳大利亚境外)

A-dec 中国

电话: 400.600.5434 (中国境内)
电话: +86.571.89026088 (中国境外)

A-dec 英国

电话: 0800.233285 (英国境内)
电话: +44.(0).24.7635.0901 (英国境外)

* 有关独立临床研究重印本或其他信息, 请拨打 1.800.547.1883 (全球 1.503.538.7478) 联系 A-dec 客户服务部。

** 安全数据表 (SDS) 请参见 a-dec.com。

A-dec, A-dec 360, A-dec 徽标, A-dec Inspire, Cascade, Century Plus, Continental, Decade, ICX, ICV, Performer, Preference, Preference Collection, Preference ICC 和 Radius 是 A-dec Inc. 在美国和其他国际/地区的商标和注册商标。A-dec 500, A-dec 400, A-dec 300, A-dec 200 和 reliablecreativesolutions 也是 A-dec Inc. 的商标。未经商标所有者明确书面批准, 不得以任何方式复制、复印或利用本文档中的商标或商标名称。

某些触控板符号标识属于 A-dec Inc. 公司之专有财产。严格禁止在未获得 A-dec Inc. 公司明确书面许可的情形下使用全部或部分此类符号标识。

© 2020 A-dec Inc. 保留所有权利。85.6093.06/E-only/12-20/修订版 A