

Wprowadzenie technologii LED



 a|dec®

Dążenie do doskonałości

Jasne, białe i wyraźne. Wymiana aktualnie używanej głowicy lampy A-dec na nową lampę LED jest szybka, prosta i bezproblemowa. Uzyskaj do 25% więcej światła przy ograniczeniu zużycia energii do jednej piątej w porównaniu z żarówkami halogenowymi.



Większy komfort, wydajność oraz ograniczenie kosztów eksploatacji.

- Lepsza widoczność kolorów dla uzyskania bardziej dokładnej diagnozy tkanki
- Uzyskanie doskonale białego światła z współczynnikiem oddawania barw wynoszącym 94 przy 5 000 K
- Ograniczenie występowania cieni, lepszy kontrast bez nadwyrażania wzroku
- Optymalna ergonomia dla całego personelu stomatologicznego
- Regulacja położenia w trzech osiach obrotu. Zakres ruchu w kierunku poziomym wynosi 540°.
- Oświetlenie bez polimeryzacji (w trybie niepolimeryzującym) przy natężeniu 23 000 luksów
- Obniżenie kosztów energii o 80% i brak konieczności wymiany żarówki
- Komfortowa obsługa pacjentów – bez promieniowania cieplnego lub hałasu

Czy mogę zastosować to ulepszenie? Jeżeli korzystasz z ramienia ruchomego wyposażonego w lampę firmy A-dec wyprodukowaną po 1993 roku, możesz zastosować nową lampę A-dec LED.*

Czy moja nowa lampa LED będzie zgodna z posiadanym panelem sterowania firmy A-dec? Tak. Panele sterowania firmy A-dec wyposażone w DCS (system transmisji danych) umożliwiają obsługę lampy za pomocą panelu sterowania lub lokalnego przełącznika. Korzystając z systemu transmisji danych firmy A-dec możesz włączać/wyłączać lampę, wybierać jeden z trzech poziomów natężenia światła, aktywować tryb niepolimeryzujący i stosować funkcję automatycznego włączania/wyłączania lampy zgodnie z zaprogramowanymi pozycjami fotela. W przypadku urządzeń niewyposażonych w system transmisji danych DCS, lampa A-dec LED może być sterowana wyłącznie za pomocą lokalnego przełącznika.

Gdzie mogę dowiedzieć się więcej? Odwiedź witrynę a-dec.com/LED lub skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą firmy A-dec.

Informacje na temat zamówień

Opis	Numer części
Głowica lampy A-dec LED w kolorze White	28.1924.00
Głowica lampy A-dec LED w kolorze Surf	28.1925.00

* Lampa nie jest zgodna z urządzeniem A-dec Performer Light oraz niektórymi lampami A-dec 300. W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą firmy A-dec lub z pracownikiem działu obsługi klienta firmy A-dec.



Siedziba firmy A-dec

2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132 USA
Tel.: 1 800 547 1883 w USA i Kanadzie
Tel.: +1 503 538 7478 spoza USA i Kanady
Faks: +1 503 538 0276
a-dec.com

A-dec Australia

Tel.: 1.800.225.010 w Australii
Tel.: +61 (0)2 8332 4000 spoza Australii

A-dec Chiny

Tel: 400.600.5434 na terenie Chin
Tel: +0571.89026088 spoza terytorium Chin

A-dec Wielka Brytania

Tel.: 0800 233285 w Wielkiej Brytanii
Tel.: +44 (0) 24 7635 0901 spoza Wielkiej Brytanii