

LED-Nachrüstung



 a|dec®

Ein Schritt zu mehr Brillanz

Hell, weiß und unverfälscht. Der Lampenkopf Ihrer vorhandenen A-dec OP-Lampe lässt sich schnell, bequem und völlig mühelos durch eine A-dec LED ersetzen. Erhöhen Sie so die Beleuchtungsstärke um 25 % bei nur noch einem Fünftel des Stromverbrauchs von Halogenlampen.



Steigern Sie Komfort und Leistung und senken Sie Ihre Betriebskosten.

- Verbesserte Gewebeanalyse durch unverfälschte Farben
- Brillantes weißes Licht mit einem Farbwiedergabeindex von 94 bei 5.000 K
- Verringerte Schattenbildung und erhöhter Kontrast ohne Belastung der Augen
- Optimierte Ergonomie für das gesamte Praxisteam
- Positionierung über drei Rotationsachsen bei einem horizontalen Drehwinkel von 540°
- Beleuchtung ohne Polymerisation dank polymerisationssicherem Modus bei 23.000 Lux
- Senkung der Energiekosten um 80 % und Wegfall von Glühlampenersatz
- Komfortable Behandlung von Patienten – ohne Wärmestrahlung oder Geräusche

Kommt eine Nachrüstung für mich in Frage? Wenn Sie über eine nach 1993 gefertigte A-dec OP-Lampe mit einem funktionierenden Flexarm verfügen, ist eine Nachrüstung auf A-dec LED möglich.*

Ist die neue A-dec LED mit meinem vorhandenen A-dec Touchpad kompatibel? Ja. Bei A-dec Touchpads mit Datenkommunikationssystem (DCS) lässt sich die OP-Lampe sowohl über das Touchpad als auch direkt am Gerät bedienen. Mit dem A-dec DCS können Sie die OP-Lampe ein- und ausschalten, zwischen drei Lichtstärken wählen und den polymerisationssicheren Modus aktivieren. Die automatische Ein-/Aus-Funktion mit Voreinstellungen am Behandlungsstuhl wird unterstützt. Ohne DCS verfügt Ihre neue A-dec LED-OP-Lampe über ähnliche Steuerungsfunktionen, die lediglich direkt am Gerät geschaltet werden.

Wo erhalte ich weitere Informationen? Besuchen Sie a-dec.com/LED, oder wenden Sie sich an Ihren A-dec-Vertragshändler.

Bestellinformationen

Beschreibung	Teilenummer
Nachrüstung mit A-dec LED OP-Lampenkopf in White	28.1924.00
Nachrüstung mit A-dec LED OP-Lampenkopf in Surf	28.1925.00

* Ausnahmen bei der Kompatibilität gelten für die A-dec Performer OP-Lampe und einige A-dec 300 OP-Lampen. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem A-dec-Vertragshändler oder beim A-dec-Kundendienst.



A-dec Hauptniederlassung

2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132 USA
Tel: 1.800.547.1883 innerhalb der USA/Kanadas
Tel: +1.503.538.7478 außerhalb der USA/Kanadas
Fax: +1.503.538.0276
a-dec.com

A-dec Australia

Tel: 1.800.225.010 innerhalb Australiens
Tel: +61.(0)2.8332.4000 außerhalb Australiens

A-dec China

Tel: 400.600.5434 innerhalb China
Tel: +86.571.89026088 außerhalb China

A-dec United Kingdom

Tel: 0800.233285 innerhalb von GB
Tel: +44.(0).24.7635.0901 außerhalb von GB