

Pedaliera comando strumenti a leva A-dec



“
Proprio come un cruise control: è sufficiente impostare la velocità e rilassare i piedi. Disporrete comunque di una funzionalità completa, lavorando più rilassati.

Sam Zemke, Senior Product Manager

”

Pedaliera comando strumenti a leva A-dec

Un lieve spostamento naturale del piede vi consente di regolare con precisione la velocità del micromotore elettrico. Una volta raggiunta la velocità desiderata del manipolo, potete rilassare il piede sul pavimento e continuare a lavorare in tutta comodità. La nuova pedaliera comando strumenti di A-dec prevede spostamenti diretti della leva verso sinistra o destra, il che significa che è possibile passare intuitivamente tra le posizioni spray/no spray, senza distogliere gli occhi dal paziente.



Vantaggi:

- Modulazione e controllo precisi della velocità del manipolo elettrico.
- Riposo del piede durante le varie procedure per il rilassamento totale di piede e gamba.
- Il funzionamento intuitivo laterale di spray/no spray e il chip blower/pulsante accessori mantengono l'attenzione sul paziente.
- Viene favorita la posizione atletica ergonomica.
- Compatibile con le faretre odontoiatriche A-dec 300 e 500.
- Corredata di 5 anni di garanzia A-dec.

Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore locale A-dec oppure visitare il sito a-dec.com.