

Control de pie con palanca A-dec



“
Concíbalo como un control de cruceo. Una vez que haya determinado la velocidad deseada, puede relajar el pie. Aún cuenta con toda la funcionalidad, pero trabaja en un estado de mayor relajación.

Sam Zemke, director general de productos

”

Control de pie con palanca A-dec

Un leve movimiento natural del pie brinda un ajuste preciso de la velocidad del motor eléctrico de la pieza de mano. Y una vez que alcanza la velocidad deseada de la pieza de mano, puede apoyar el pie sobre el piso y continuar trabajando en un estado de mayor relajación. El último control de pie de A-dec se diseñó para brindar un movimiento sencillo de la palanca hacia la derecha y hacia la izquierda, lo que implica que usted puede cambiar intuitivamente entre cortes secos y húmedos sin descuidar al paciente.

Ventajas:

- Ajuste y controle con precisión la velocidad del motor eléctrico de la pieza de mano.
- Apoye el pie durante su funcionamiento para relajar el pie y la pierna.
- El funcionamiento húmedo/seco intuitivo de lado a lado y el botón soplador/accesorio permiten que se enfoque en el paciente.
- Fomenta una posición ergonómica de “postura atlética”.
- Compatible con los sistemas dispensadores A-dec 300 y 500.
- Respaldo por una garantía A-dec de 5 años.

Para obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor local A-dec o visite a-dec.com.

