

Pédale de commande à levier A-dec



Envisagez-la comme un régulateur de vitesse. Une fois que vous avez atteint la vitesse souhaitée, vous pouvez relâcher votre pied. Vous avez toujours accès à toutes les fonctionnalités, mais dans une position plus détendue.

Sam Zemke, chef de produit

Pédale de commande à levier A-dec

Un mouvement léger et naturel du pied permet une modulation précise de la vitesse du moteur des instruments électriques. Et une fois que vous avez atteint la vitesse souhaitée, vous pouvez reposer votre pied sur le sol et travailler dans une position plus détendue. La nouvelle pédale de commande A-dec intègre un levier simple pour basculer de façon intuitive entre les modes humide et sec sans quitter des yeux le patient.



Avantages :

- Modulation et contrôle précis de la vitesse du moteur des instruments électriques
- Repos du pied en cours d'utilisation pour détendre les membres inférieurs
- Mode humide/sec intuitif à l'aide du levier et bouton soufflette/ accessoire pour focaliser son attention sur le patient
- Ergonomie renforcée et adoption d'une « posture athlétique »
- Compatibilité avec les unités A-dec 300 et 500
- Garantie A-dec de cinq ans

Pour en savoir plus, contactez votre revendeur A-dec ou visitez le site a-dec.com.