

# Micromotore elettrico NLZ®



## Integrazione completa. Maggiore controllo.

Il micromotore elettrico NLZ è la soluzione più efficiente ed efficace per la tua sala operatoria. In abbinamento al display estremamente intuitivo e alle memorie programmabili del touchpad A-dec®, è possibile avere un'integrazione ottimale della tavoletta medico e focalizzarsi su ciò che più conta: il paziente.

Con il micromotore NLZ sulla tavoletta medico A-dec avrai una sala operatoria in ordine e i vantaggi di:

- Maggiore controllo, produttività e semplicità d'uso.
- Migliore ergonomia.
- Impostazioni programmabili a seconda delle tue esigenze.
- Monitorare velocità e passare da forward a reverse.



Micromotore elettrico NLZ per procedure ad alta o bassa velocità, inclusa l'endodonzia.



Potenza e controllo integrati sono a portata di mano con il touchpad A-dec.

## Feeling naturale. Straordinaria facilità d'uso.

C'è un motivo per cui i micromotori NLZ sono in titanio. Il titanio è il 30% più leggero dell'acciaio inossidabile, ma più resistente, più piacevole al tatto e straordinariamente facile da utilizzare. Dalle preparazioni ad alte velocità alle rifiniture a basse velocità, per arrivare alle terapie endodontiche, il micromotore elettrico NLZ garantisce livelli di accuratezza superiore e migliora il trattamento dei pazienti.

**Minimo affaticamento:** il micromotore in titanio è comodo e leggero, per una maneggevolezza equilibrata.

**Prestazioni migliorate:** una gamma completa di velocità e tutta la potenza di cui hai bisogno.

**Funzionamento preciso e costante:** programmazione delle impostazioni di attivazione, velocità, torque e senso di rotazione.

**Di più in meno tempo:** il manipolo viene attivato quando sollevato dal portastrumenti in modo da guardare il display solo quando necessario.

**Operazioni di pulizia limitate e maggiore durata del prodotto:** il motore è brushless e completamente autoclavabile.

**Dai luce alle operazioni:** illuminazione integrata che genera luce naturale per una visione perfetta.



Dettagli	NLZ
Applicazioni	Restaurativa, profilassi, endodonzia
Tavoletta medico A-dec	A-dec 500 Pro/A-dec 500/A-dec 300 Pro/A-dec 300/A-dec 200
Controller micromotore*	NLZ BA
Micromotore e cordoni	A-dec NLZ (installazione di fabbrica) o NSK® NLZ (installazione in loco)
Compatibilità contrangolo	Tipo E
Tipo di micromotore	Micromotore brushless
Velocità (modalità Standard)	1000-40.000 min <sup>-1</sup>
Velocità (modalità Endo)	100-5000 min <sup>-1</sup>
Torque (modalità Standard)	Max 4,0 Ncm
Torque (modalità Endo)	Max 3,0 Ncm
Peso	57 g (solo micromotore)
Fibra ottica	Luce simile a quella naturale

\* Il controller del micromotore elettrico è un componente necessario della tavoletta medico A-dec, configurato al momento dell'acquisto.

### Sede centrale A-dec

2601 Crestview Drive  
Newberg, Oregon 97132 USA

**Tel.:** 1.800.547.1883 (solo USA/Canada)

**Tel.:** +1.503.538.7478 (fuori da USA/Canada)

**a-dec.com**

### Altre sedi:

A-dec Nashville Experience Center

A-dec Australia

A-dec Regno Unito

Colori e prodotti possono differire dalle immagini mostrate e sono soggetti a modifiche senza preavviso. Rivolgersi al rivenditore A-dec autorizzato di riferimento per le informazioni più aggiornate sul prodotto. Tutti i marchi commerciali nel presente documento sono soggetti ai diritti sui marchi di A-dec, delle sue affiliate e dei rispettivi fornitori collettivi negli Stati Uniti e all'estero.

©2024 A-dec Inc. Tutti i diritti riservati.  
85.0299.04/E-only/1-24/Rev D