

Integrace nikdy nebyla tak snadná.

Nové stomatologické unity A-dec® s ovládacím panelem 300 Deluxe a 500 Deluxe Plus umožňují použití elektrického mikromotoru KaVo® KL 703 LED. Díky zjednodušenému designu a intuitivnímu uživatelskému rozhraní lze systém snadno ovládat.

Užijte si mimořádně praktické použití se špičkovým vybavením, které doplní vaše profesionální zkušenosti a odráží váš závazek poskytovat pacientům vynikající péči. S unitem A-dec a motorem KaVo svou praxi povýšíte na novou úroveň.



Elektromotor KaVo KL 703: Inteligentní. Účelný. Zjednodušený.



Elektromotor INTRA™ LUX KL 703 LED



ODLEHČENÉ PROVEDENÍ. KOMPAKTNÍ DESIGN. ERGONOMICKÝ TVAR.

Pohodlí a výkon se snoubí v motoru KaVo KL 703. Odlehčený kompaktní motor, který lze sterilizovat, poskytuje stabilní točivý moment v celém rozsahu otáček, takže přispívá k menší únavě, většímu pohodlí a nekonečnému výkonu. Vhodný pro jakýkoli stomatologický unit A-dec 200, A-dec 300 a A-dec 500 s ovládacím panelem Deluxe nebo Deluxe Plus.

Vlastnosti a výhody:

- bezproblémová integrace elektromotoru s možností volby mezi jedním nebo duálním motorem;
- vysokorychlostní a nízkorychlostní otáčivé a kmitavé použití v endodoncii založené na točivém momentu;
- rozsah rychlosti od 100 do 40 000 ot./min. a přenosový poměr 1:1;
- bezuhlíkový, s možností sterilizace;
- až 8 uložených předvoleb rychlosti v režimu přípravy;
- až 16 programovatelných nastavení paměti (s ovládacím panelem A-dec 500 Deluxe Plus);
- spojka s připojením podle evropské normy ISO 6964.

Aplikace	Obecná restorativní péče, profylaxe, endodoncie	Délka (mm)	34
Stomatologický unit A-dec	A-dec 500B / A-dec 300 / A-dec 200	Hmotnost (gm)	69
Systém	Připojení podle evropské normy	Možnost sterilizace	Ano
Výkon (watty)	45	Mikromotor/typ	Bezuhlíkový motor
Rychlost (ot./min.)	100 až 40 000	Záruka	3 roky
Točivý moment (Ncm)	Max. 3,0		

SYSTÉM ELEKTROMOTORU

Řídicí modul + Motor + Sada vedení



1. pozice

Motor + Sada vedení



2. pozice