

Integracja jeszcze nigdy nie była tak łatwa.

Obecnie konsolety A-dec® z panelami sterowania 300 Deluxe i 500 Deluxe Plus mogą być wyposażone w silnik elektryczny KaVo® KL 703 LED. Usprawniona konstrukcja i intuicyjny panel sterowania lekarza sprawiają, że konsoleta jest łatwa w obsłudze.

Pracuj w komforcie, korzystając z najlepszego sprzętu, który wspiera wiedzę zawodową lekarza i umożliwia najlepszą opiekę nad pacjentem. Podnieś poziom swoich usług dzięki A-dec i KaVo.



Silnik elektryczny KaVo KL 703: Inteligentny. Wydajny. Usprawniony.



Silnik elektryczny INTRA™ LUX KL 703 LED



WRAŻENIE LEKKOŚCI. KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA. ERGONOMICZNY KSZTAŁT.

Silnik KaVo KL 703 łączy w sobie komfort i wydajność. Ten lekki i kompaktowy, nadający się do sterylizowania silnik zapewnia stały moment obrotowy w całym zakresie prędkości, zapewniając komfort pracy i konkretną moc. Pasuje do każdej konsoli A-dec 200, A-dec 300 i A-dec 500 z panelem sterowania Deluxe lub Deluxe Plus.

Cechy i zalety

- Bezproblemowa integracja silników elektrycznych z możliwością wyboru między pojedynczymi i podwójnymi silnikami
- Szybkie obroty, niskie obroty, sterowanie momentem obrotowym, zastosowania endodontyczne i recyprokacja
- Zakres prędkości obrotowej od 100 do 40 000 obr./min z przełożeniem 1:1
- Bezszcotkowe i nadające się do sterylizowania
- Maksymalnie 8 programowalnych ustawień prędkości dostępnych w trybie opracowywania
- Maksymalnie 16 programowalnych ustawień (z panelem sterowania A-dec 500 Deluxe Plus)
- Złącze typu E zgodne z normą ISO 6964

Zastosowania	Ogólne zachowawcze, profilaktyka, endodoncja	Długość (mm)	34
Konsoleta A-dec	A-dec 500B / A-dec 300 / A-dec 200	Masa (gm)	69
System	Typ E	Nadający się do sterylizacji	Tak
Moc (wat)	45	Silnik/typ	Silnik bezszczotkowy
Prędkość (obr./min)	Od 100 do 40 000	Gwarancja	3 lata
Moment obrotowy (Ncm)	Maks. 3,0		

ZESTAW SILNIKA ELEKTRYCZNEGO

Moduł sterujący + Silnik + Rękaw

Moduł sterujący



Zasilacz silnika elektrycznego
EMC-703

Silnik



Silnik elektryczny
INTRA LUX KL 703 LED

Rękaw



Rękaw silnika
elektrycznego
(173 cm średni lub
208 cm długoj)

1. pozycja

Silnik + Rękaw

Silnik



Silnik elektryczny
INTRA LUX KL 703 LED

Rękaw



Rękaw silnika
elektrycznego
(173 cm średni lub
208 cm długoj)

2. pozycja