

Интеграция еще никогда не была такой легкой.

Теперь модули врача A-dec® с сенсорными панелями 300 Deluxe и 500 Deluxe Plus могут быть оборудованы электрическим микро мотором KaVo® KL 703 LED. Гибкая архитектура и интуитивно понятный интерфейс облегчают управление системой.

Наслаждайтесь своей работой, используя первоклассное оборудование, которое дополняет ваши профессиональные навыки и отражает исключительную заботу о ваших пациентах. Совершенствуйте свою работу с A-dec и KaVo.



Электрический мотор KaVo KL 703. Интеллектуальный. Эффективный. Гибкий.



Электрический мотор INTRA™ LUX KL 703 LED



ОЩУЩЕНИЕ ЛЕГКОСТИ. КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН. ЭРГОНОМИЧНАЯ ФОРМА.

KaVo KL 703 совмещает комфорт в работе и производительность. Легкий и компактный электрический мотор обеспечивает постоянный крутящий момент во всем диапазоне скоростей, поддерживая неизменную мощность, гарантируя удобство работы и снижение физической нагрузки. Подлежит стерилизации. Подходит для всех модулей врача A-dec 200, A-dec 300 и A-dec 500 с сенсорными панелями Deluxe или Deluxe Plus.

Особенности и преимущества

- Гибкая интеграция электрического мотора: возможность установки одного или двух моторов.
- Работа на высокой или низкой скорости с регулируемым крутящим моментом и возвратно-поступательным движением при эндодонтических манипуляциях.
- Диапазон скорости от 100 до 40 000 об/мин с передаточным числом 1:1.
- Бесщеточный. Пригоден для стерилизации.
- Сохранение в памяти до 8 предустановок скорости.
- До 16 программируемых настроек в памяти (с сенсорной панелью A-dec 500 Deluxe Plus).
- Сопряжение ISO 6964 E-style.

Сферы применения	Реставрация, профилактика, эндодонтия	Длина (мм)	34
Модуль врача A-dec	A-dec 500B/A-dec 300/A-dec 200	Вес (г)	69
Система	E-style	Пригоден для стерилизации	Да
Мощность (Вт)	45	Микромотор/тип	Бесщеточный мотор
Диапазон скорости (об/мин)	100–40 000	Гарантия	3 года
Крутящий момент (Н·см)	До 3,0		

СИСТЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МОТОРА

Блок управления + мотор + набор трубок			Мотор + набор трубок		
Блок управления		Мотор		Набор трубок	
	Блок управления электромотора EMC-703				
Позиция 1		Мотор		Набор трубок	
Позиция 2					