

# Integrare non è mai stato così semplice.

Da oggi le farette odontoiatriche A-dec® 300 con touchpad Deluxe e A-dec 500 con touchpad Deluxe Plus sono compatibili con il micromotore elettrico KaVo® KL 703 LED. Design elegante e semplicità d'uso grazie all'interfaccia utente intuitiva.

Un'esperienza di utilizzo eccezionale, con componenti di elevata qualità che integrano le tue competenze professionali e testimoniano il tuo impegno a fornire ai pazienti le migliori cure possibili. Migliora il tuo studio con A-dec e KaVo.



**Micromotore elettrico KaVo KL 703: Intelligente. Efficiente. Elegante.**



# Micromotore elettrico INTRA™ LUX KL 703 LED



## SENSAZIONE DI LEGGEREZZA. DESIGN COMPATTO. DESIGN ERGONOMICO.

Comfort e prestazioni si uniscono nel KaVo KL 703. Leggero e compatto, questo micromotore sterilizzabile offre una coppia costante a qualunque velocità per un comfort senza affaticamenti e potenza infinita. Adatto a qualsiasi faretra odontoiatrica A-dec 200, A-dec 300 e A-dec 500 con touchpad Deluxe o Deluxe Plus.

### Caratteristiche e vantaggi

- Integrazione completa del micromotore elettrico, con la possibilità di scegliere tra singolo o doppio micromotore
- Applicazioni endo in modalità rotante e reciprocante ad alta e bassa velocità e con controllo della coppia
- Velocità compresa tra 100 e 40.000 giri/min con rapporto di trasmissione 1:1
- Ad induzione e sterilizzabile
- Fino a 8 velocità memorizzabili in modalità standard
- Fino a 16 impostazioni memorizzabili (con touchpad A-dec 500 Deluxe Plus)
- Raccordo motore E-style ISO 6964

<b>Applicazioni</b>	Odontoiatria restaurativa generica, profilassi, endodonzia
<b>Faretra odontoiatrica A-dec</b>	A-dec 500B / A-dec 300 / A-dec 200
<b>Raccordo motore</b>	E-style
<b>Potenza (Watt)</b>	45
<b>Velocità (giri/min)</b>	Da 100 a 40.000
<b>Coppia (Ncm)</b>	Massimo 3,0

<b>Lunghezza (mm)</b>	34
<b>Peso (gm)</b>	69
<b>Sterilizzabile</b>	Sì
<b>Micromotore/Tipo</b>	Micromotore ad induzione
<b>Garanzia</b>	3 anni

## SISTEMA MICROMOTORE ELETTRICO

### Modulo di controllo + Micromotore + Kit cordoni

Modulo di controllo



Modulo di controllo micromotore elettrico EMC-703

Micromotore



Micromotore elettrico LED INTRA LUX KL 703

Kit cordoni



Cordone micromotore elettrico (medio da 173 cm o lungo da 208 cm)

1ª posizione

### Micromotore + Kit cordoni

Micromotore



Micromotore elettrico LED INTRA LUX KL 703

Kit cordoni



Cordone micromotore elettrico (medio da 173 cm o lungo da 208 cm)

2ª posizione